

How to use your new Rehband Thermal Shorts - 7380*, 8041*, 8131*, 8141*, 8231*, 8241*

*different colours, sizes, thicknesses, sides



(EN)

Function

Provides support, compression, and warmth to the lower back and hip area. Increases blood circulation, relieves pressure, and improves muscle coordination in that region.

Application

Pull the shorts to a comfortable fit

Important Information

- 1) Use this product only for its intended purpose. Do not make any improper modifications to the product.
- 2) If you have any questions regarding its use, please contact your local retailer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.

Size selection

Determine your size according to the size chart.

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Foam: SBR/neoprene or neoprene (see textile label) Cover: polyamide and/or polyester (see textile label)

(DE)

So verwenden Sie Ihre neue Rehband Thermal Hose

*verschiedene Farben, Größen, Dicken, Seiten usw

Funktion

Verleiht dem unteren Rücken und dem Hüftbereich Halt, Kompression und Wärme. Erhöht die Durchblutung, entlastet den Druck und verbessert die Muskelkoordination in dem Bereich.

Anbringung

Ziehen Sie die Hose in einen bequemen Sitz.

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.

Auswahl der Größe

Bestimmen Sie Ihre Größe entsprechend der Maßtabelle.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Schaum: SBR/Neopren oder Neopren (siehe Etikett) Hülle: Polyamid und/oder Polyester (siehe Etikett)

(IT)

Come utilizzare i tuoi nuovi pantaloni termici Rehband

* diversi colori, misure, spessori, lati

Funzione

Fornisce supporto, compressione e calore alla parte bassa della schiena e all'area dell'anca. Aumenta la circolazione sanguigna, allevia la pressione e migliora la coordinazione muscolare in quella regione.

Applicazione

Tira i pantaloni fino a una vestibilità comoda.

Informazioni importanti

- 1) Utilizzare il prodotto con cura, ed esclusivamente per gli scopi previsti. Non apportare modifiche improprie al prodotto.
- 2) In caso di domande relative all'applicazione del prodotto, consultate il vostro rivenditore locale.
- 3) Non indossare prodotti con SBR/neoprene per più di 3-4 ore consecutive.
- 4) Consigliamo di non utilizzare un prodotto contenente SBR/neoprene in caso di tendenza all'allergia al calore.
- 5) Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, braci ardenti e altre fonti di calore. Evitare temperature superiori ai 120 °C/248 °F.
- 6) Non continuare a utilizzare un prodotto che non è più funzionale, o che è usurato o danneggiato.

Istruzioni per il lavaggio

- 1) Lavare in acqua calda a 40 °C (104 °F) insieme a indumenti con colori simili.
- 2) Utilizzare la rete o la borsa per il bucato.
- 3) Tendere il prodotto mentre è ancora bagnato e lasciarlo asciugare.
- 4) Pulire il prodotto regolarmente, secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

Scelta della taglia

Determina la tua taglia secondo la tabella delle taglie.

Smaltimento

Smaltire il prodotto secondo le normative nazionali.

Materiale

Schiuma: SBR/neoprene o neoprene (vedere etichetta in tessuto) Rivestimento: poliammide e/o poliestere (vedere etichetta in tessuto)

(FR)

Comment utiliser vos nouveaux shorts thermiques Rehband

*différentes couleurs, tailles, épaisseurs, côtés.

Fonction

Offre un soutien, une compression et de la chaleur au bas du dos et à la région des hanches. Augmente la circulation sanguine, soulage la pression et améliore la coordination musculaire dans cette zone.

Application

Tirez le short pour qu'il soit bien ajusté et confortable.

Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit uniquement pour son usage prévu. Ne faites aucune modification inappropriée au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C.
- 6) N'utilisez plus un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

Instructions de lavage

- 1) Lavez à l'eau chaude à 40 °C avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.

Choix de la taille

Déterminez votre taille selon le tableau des tailles.

Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

Matériau

Mousse: SBR/néoprène ou néoprène (consulter l'étiquette textile)

Housse: polyamide et/ou polyester (consulter l'étiquette textile)

(ES)

Cómo usar tus nuevos pantalones térmicos Rehband

*diferentes colores, tallas, grosores, costados

Función

Proporciona soporte, compresión y calor a la zona lumbar y de la cadera. Aumenta la circulación sanguínea, alivia la presión y mejora la coordinación muscular en esa región.

Aplicación

Sube los pantalones cortos para que queden ajustados cómodamente.

Información Importante

- 1) Utiliza este producto solo para su propósito previsto. No realices ninguna modificación inapropiada al producto.
- 2) Para cualquier consulta respecto a su modo de empleo, le rogamos que contacte con su distribuidor local.
- 3) El empleo de productos de caucho SBR/neopreno no debe exceder las 3-4 horas ininterrumpidas.
- 4) Si es usted alérgico/a al calor, le desaconsejamos el empleo de productos que contengan caucho SBR/neopreno.
- 5) Este producto no es ignífugo. Manténgalo a distancia de llamas expuestas, ascuas u otras fuentes de calor y de temperaturas superiores a los 120 °C/248 °F.
- 6) No continúe usando la protección cuando deje de ser funcional, esté desgastada o dañada.

Instrucciones de lavado

- 1) Lave la protección a 40 °C (104 °F) junto a tejidos de similar color.
- 2) Es aconsejable lavarla dentro de una bolsa de lavado.
- 3) Estire la protección mientras esté húmeda y déjela secar al aire.
- 4) Lave la protección regularmente siguiendo las indicaciones que aparecen en la etiqueta de cuidado del producto.

Selección de la talla

Determina tu tamaño de acuerdo con la tabla de tallas.

Eliminación

Deseche el producto de conformidad con la legislación nacional.

Composición

Espuma: SBR/neopreno o neopreno (ver etiqueta textil del producto) Revestimiento: Poliamida y/o poliéster (ver etiqueta textil del producto)

