

How to use your new Rehband QD Knitted Wrist-Support – 6904*

*different sizes

EN

Material

Polyamide, polyester/bamboo charcoal, spandex, aluminium splint

Application

1. Ensure that the aluminium splint is placed on the palm side of the bandage
2. Put the bandage on the wrist
3. Adjust the splint to optimize the fit and function
4. Ensure that the bandage is firmly in place without being too tight.

Important Information

- 1) If you have questions regarding application, please contact your local dealer or the prescriber.
- 2) The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/ 248°F.
- 3) The function of the product must not be changed or compromised, the product should only be used for its original, intended indication.
- 4) The product is made for possible all day use. For your safety though, see point 5.

- 5) If you are allergic to heat, we advise you to not use the product for more than 3-4 hours at a time.
- 6) Ensure that the support / orthosis is not over-tightened to avoid risk of local pressure and constriction of blood vessels and nerves. Verify the correct positioning and fit of the support / orthosis.

- 7) Do not use the product on more than one patient to avoid skin irritation, formation of eczema or infections.

Washing Instructions

- 1) Close all Velcro.
- 2) Mesh laundry bag is recommended.
- 3) Stretch product while wet and let dry.

Liability

The manufacturer's warranty applies only if the device has been used under the conditions and for the purposes described. The manufacturer recommends that the device be used and maintained according to the instructions for use.

FI

Materialiaali

Polyamidi, polyesteri/bambu hiilikuitu, spandex, alumiinikisko Pukeminen

1. Varmista, että alumiinikisko on siteessä kämmenen puolella.
2. Aseta side ranteeseen
3. Säädä kiskoa niin, että sen istuvuus ja toiminnallisuus on optimaalinen
4. Varmista, että side istuu tukevasti mutta ei kiristä.

Tärkeitä ohjeita

- 1) Jos et ole varma kiinnitystavasta, ota yhteys tuotteen toimittajaan/ostopaikkaan.
- 2) Tuote ei ole palosuojattu. Vältä lämpötiloja, jotka ylittävät 120°C / 248°F.
- 3) Tuotteen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei saa muuttaa ja tuotetta on käytettävä vain käytön aiheiden mukaisesti.
- 4) Tuote on tarkoitettu käytettäväksi koko päivän. Katso kuitenkin turvallisuutesi vuoksi kohta 5.
- 5) Jos olet lämpöherkkä, tuotetta ei suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti pitempään kuin 3–4 tuntia.
- 6) Varmista että ortoosi ei ole puettu liian tiukasti pistepaineen sekä verisuonten että hermojen puristumisen välttämiseksi. Tarkista ortoosin oikea sijainti ja istuvuus.
- 7) Älä käytä ortoosia useammalla kuin yhdellä potilaalla ihon ärtymisen, ihottuman tai infektoriskin välttämiseksi.

Pesuohje

- 1) Sulje kaikki tarrakiinnitykset.
- 2) Käytä mieluiten pesupussia.
- 3) Olotaan kosteana ja jätetään kuivumaan.

Vastuu

Valmistajan takuu on voimassa vain mikäli tuotetta on käytetty ohjeen mukaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa. Valmistaja suosittelee tuotteen käyttöä ja huoltoa käyttöohjeen mukaisesti.

SV

Material

Polyamid, polyester/bamboo charcoal, spandex, aluminiumskena

Applicering

1. Se till att aluminiumskenan sitter på handflatsidan av bandaget.
2. Placera bandaget på handleden
3. Anpassa skenan för att optimera passform och funktion
4. Se till att bandaget sitter stadigt utan att trycka.

Viktiga anvisningar

- 1) Om du är osäker över applicering, kontakta ordinator/inköpsställe.
- 2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperatur överstigande 120°C/248°F.
- 3) Ursprunglig funktion får inte ändras och produkten ska användas för avsedd indikation.
- 4) Produkten är avsedd att kunna användas hela dagen. För din säkerhet, se dock punkt 5.
- 5) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas att produkten inte används mer än 3-4 timmar i sträck.
- 6) Se till att stödet inte sitter åt för hårt för att undvika tillkännning av blodkärl och nerver. Kontrollera att stödets placering och passform är korrekt.
- 7) Stödet bör enbart användas av en brukare för att undvika hudirritationer, uppkomst av eksem eller infektioner.

Tvättinstruktion

- 1) Stäng alla karborrespänner.
- 2) Använd med fördel tvättpåse.
- 3) Sträckes i vått tillstånd och torka.

Ansvar

Tillverkaren ansvarar endast för produkten om den använts enligt angivna villkor och för det avsedda ändamålet. Tillverkaren rekommenderar att produkten hanteras fackmässigt och sköts enligt anvisningen.

RU

Материал

Полиамид, полиэфир/бамбуковый уголь, спандекс, алюминиевая шина

Применение

1. Убедитесь в том, что алюминиевая шина находится со стороны ладони.
2. Наложите повязку на ногу.
3. Отрегулируйте шину, чтобы обеспечить лучшее прилегание и поддержку.
4. Убедитесь, что плотно прилегает к коже, но не перетягивает этот участок.

Важная информация

- 1) В случае возникновения вопросов о применении, обращайтесь к местному дилеру или назначившему ортез врачу.
- 2) Изделие не огнестойкое, избегайте температур выше 120°C/ 248°F.
- 3) Не допускается изменять функциональные особенности изделия, разрешается использовать только по предназначению.
- 4) Изделие можно использовать в течение всего дня. Обратите внимание на предостережение в пункте 5.
- 5) В случае аллергии на тепло не рекомендуется использовать это изделие в течение более 3-4 часов без перерыва.
- 6) Не затягивайте ортез слишком сильно, чтобы предотвратить местное сдавливание и пережатие кровеносных сосудов и нервов. Проверьте правильное расположение и прилегание ортеза.
- 7) Не используйте изделие на нескольких пациентах, чтобы предотвратить раздражение кожи, появление экземы или передачу инфекций.

Инструкции по стирке

- 1) Застегните все липучки.
- 2) Рекомендуется использовать сетчатый мешок для белья.
- 3) Влажное изделие растяните и просушите.

Ответственность

Гарантия производителя действует только в том случае, если изделие использовалось в соответствии с условиями и назначением, описанными в настоящем документе. Производитель рекомендует использовать и обслуживать изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

NO

Materiale

Polyamid, polyester/bambuskull, spandex, aluminiumsskinne

Påsetting

1. Påse at aluminiumsskinnen sitter på håndflatesiden av bandasjen.
2. Plasser bandasjen på handleddet.
3. Tilpass skinnen for å optimere passform og funksjon.
4. Påse at bandasjen sitter stabilt uten å klemme.

Viktige anvisninger

- 1) Hvis du er usikker på påsetting, kontakta ordinator/innkjøpssted.
- 2) Produktet er ikke flammebeskyttelsesbehandlet. Unngå temperatur som overstiger 120°C/248°F.
- 3) Opprinnelig funksjon må ikke endres, og produktet skal brukes til tiltenkt indikasjon.
- 4) Produktet er ment til å kunne brukes hele dagen. Se imidlertid punkt 5 av hensyn til din egen sikkerhet.
- 5) Hvis du er overfølsom overfor varme, anbefales det at produktet ikke brukes med enn 3-4 timer i strekk.
- 6) Kontroller at ortosen ikke sitter på for stramt, dette for å unngå risk for trykk på blodkar og nerver. Kontroller passformen og at ortosen sitter riktig.
- 7) Ikke bruk produktet på mer enn en pasient for å unngå hudirritasjon, eksem eller infeksjoner.

Vaskeinstruks

- 1) Lukk alle borrelåsspenner.
- 2) Bruk med fordel vaskepose.
- 3) Streckes i våt tilstand og tørkes.

Ansvar

Produsenten vil kun være ansvarlig dersom produktet har blitt brukt under de forholdene og til de formålene som er beskrevet. Produsenten anbefaler at produktet brukes og vedlikeholdes i samsvar med instruksene.

DE

Material

Polyamid, Polyester/Bambuskohle, Spandex, Aluminiumschiene

Anwendung

1. Achten Sie darauf, dass sich die Aluminiumschiene auf der Handflächenseite der Bandage befindet.
2. Legen Sie die Bandage am Handgelenk an.
3. Passen Sie die Schiene für eine optimale Passform und Funktion an.
4. Die Bandage muss fest sitzen, ohne zu drücken.

Wichtige Hinweise

- 1) Bei Unsicherheiten in der Anwendung kontaktieren Sie die Person, die Ihnen dieses Produkt verordnet hat bzw. den Händler.
- 2) Das Produkt ist nicht flammenschutzbehandelt. Vermeiden Sie Temperaturen von mehr als 120°C.
- 3) Die eigentliche Funktion darf nicht verändert werden. Das Produkt darf nur für die vorgesehene Indikation eingesetzt werden.
- 4) Das Produkt ist für ein ganztägiges Tragen ausgelegt. Zu Ihrer Sicherheit, siehe Punkt 5.
- 5) Bei Überempfindlichkeit gegenüber Wärme sollte das Produkt nicht länger als 3 bis 4 h am Stück getragen werden.
- 6) Achten Sie darauf, dass die Bandage nicht zu fest sitzt, damit keine Blutgefäße oder Nerven abgeklemmt werden. Kontrollieren Sie, ob Bandagenposition und -passform korrekt sind.
- 7) Die Bandage darf nur von einem Benutzer verwendet werden, um Hautirritationen, Ekzeme oder Infektionen zu vermeiden.

Wasch- und Pflegehinweise

- 1) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 2) Verwenden Sie vorzugsweise ein Wäschenetz.
- 3) Strecken Sie das Produkt in feuchtem Zustand und lassen Sie es trocknen.

Haftung

Der Hersteller übernimmt nur dann eine Produkthaftung, wenn das Produkt gemäß den angegebenen Bedingungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wurde. Der Hersteller empfiehlt einen fachgemäßen Umgang entsprechend der Anweisungen.



Materiali

Polyamid, polyester/bambusové uhlí, spandex, hliníková dlaha

Použití

1. Zkontrolujte, že se hliníková dlaha nachází na straně s chodidlem
2. Nasadte obvazovou ochranu na chodidlo
3. Upravte dlahu pro optimální utažení a funkci
4. Zkontrolujte, že je obvaz dostatečně, avšak nikoli nadměrně utažen.

Důležité informace

- 1) Pokud máte otázky týkající se použití, obraťte se prosím na místního zástupce nebo předepisujícího lékaře.
- 2) Výrobek není nehořlavý, nevystavujte jej teplotám nad 120 °C.
- 3) Funkčnost výrobku nesmí být změněna nebo omezena, výrobek by se měl používat pouze k původnímu zamýšlenému účelu.
- 4) Způsob výroby umožňuje každodenní používání výrobku. Kvůli své bezpečnosti se však seznamte s bodem 5.
- 5) Pokud máte alergii na teplo, nedoporučujeme výrobek používat déle než 3–4 hodiny najednou.
- 6) Zkontrolujte, zda není ortéza příliš utažená, aby nevniklo riziko lokálního tlaku a stažení krevních cév a nervů. Ověřte správnou velikost a umístění ortézy.
- 7) Aby nedošlo k podráždění kůže, vzniku ekzému nebo infekci, používejte výrobek pouze u jednoho pacienta.

Pokyny k praní

- 1) Zapněte všechny suché zipy.
- 2) Doporučuje se použít síťovaný prací sáček.
- 3) Napněte výrobek, když je vlhký, a nechte jej vyschnout.

Záruka

Záruka výrobce platí pouze pokud bylo zařízení používáno za popsanych podmínek a k popsanyým účelům. Výrobce doporučuje řídit se při používání a údržbě zařízení pokyny v návodu k použití.



Materiali

Poliamide, poliester/carbone di bambù, spandex, stecca in alluminio

Applicazione

1. Accertarsi che la stecca in alluminio si trovi sul lato del bendaggio a contatto con il palmo della mano.
2. Posizionare il bendaggio sul polso.
3. Regolare la stecca per ottimizzare l'aderenza e la funzionalità.
4. Verificare che il bendaggio sia stabile e non eserciti una pressione eccessiva.

Indicazioni importanti

- 1) Per qualsiasi dubbio sull'applicazione, rivolgersi alla clinica / al punto vendita.
- 2) Il prodotto non è stato sottoposto a trattamento ignifugo. Evitare temperature superiori a 120°C.
- 3) Utilizzare il prodotto esclusivamente per le indicazioni e gli usi previsti.
- 4) Il prodotto può essere portato tutto il giorno. Per la sicurezza personale, vedere tuttavia il punto 5.
- 5) In caso di ipersensibilità al calore, si raccomanda di non utilizzare il prodotto per più di 3-4 ore consecutive.
- 6) Per prevenire la compressione di vasi sanguigni e nervi, evitare di stringere eccessivamente il sostegno. Controllare che il sostegno sia posizionato e aderisca correttamente.
- 7) Per evitare irritazioni cutanee, eczemi o infezioni, si sconsiglia di utilizzare lo stesso sostegno per più pazienti.

Istruzioni per il lavaggio

- 1) Chiudere tutti i velcro.
- 2) Se disponibile, utilizzare un sacchetto per lavaggio.
- 3) Tendere il prodotto mentre è ancora umido e lasciarlo asciugare naturalmente.

Responsabilità

Il produttore risponde del prodotto solo se utilizzato nel rispetto delle istruzioni fornite e per gli usi previsti. Il produttore raccomanda di utilizzare e gestire il prodotto a regola d'arte come indicato nelle istruzioni.



Materialer

Polyamid, polyester/bambuskul, spandex, aluminiumsskinne

Applicering

1. Sørg for, at aluminiumsskinnen sidder på håndfladesiden af bandagen.
2. Placer bandagen på håndleddet.
3. Tilpas skinnen for at optimere pasform og funktion.
4. Sørg for, at bandagen sidder godt til uden at trykke.

Vigtige anvisninger

- 1) Hvis du er usikker omkring påsætningen, skal du kontakte ordinatoreren/forhandleren.
- 2) Produktet er ikke flammeskyttelsesbehandlet. Undgå temperaturer, der overstiger 120° C/248° F.
- 3) Den oprindelige funktion må ikke ændres, og produktet skal anvendes til det beregnede formål.
- 4) Produktet er beregnet til at kunne anvendes hele dagen. Af hensyn til din sikkerhed henvises dog til pkt. 5.
- 5) Hvis du er overfølsom over for varme, anbefales det, at produktet ikke anvendes i mere end 3-4 timer i træk.
- 6) Bandagen må ikke sidde for stramt omkring leddet. Hvis ortosen sidder for stramt, kan det medføre lokale tryksymptomer og atflemning af blodkar/nerv. Kontroller, at ortosen sidder korrekt og at pasformen føles behagelig og korrekt.
- 7) Produktet er tænkt til personligt brug og ikke mere end til én patient for at undgå hudirritationer, eksem eller infektioner.

Vaskeanvisning

- 1) Luk alle velcrospænder.
- 2) Der kan med fordel anvendes en vaskepose.
- 3) Strækkes i våd tilstand og lades tørre.

Ansvar

Producentens garanti gælder kun, hvis produktet er blevet anvendt under de angivne forhold og til de påtænkte formål. Producenten anbefaler, at produktet anvendes og vaskes i henhold til anvisningerne.



Matériaux

Polyamide, polyester/charbon de bambou, spandex, baleine en aluminium

Application

1. Veiller à ce que la baleine en aluminium repose contre le côté paume du soutien.
2. Placer le soutien sur le poignet.
3. Régler la baleine de manière à obtenir un maximum de confort et d'efficacité.
4. Le soutien doit tenir fermement en place sans exercer de pression.

Consignes importantes

- 1) En cas de doutes quant à l'application, contacter le médecin traitant/le revendeur.
- 2) Ce produit n'a pas subi de traitement ignifuge. Éviter toute température supérieure à 120 °C/248 °F.
- 3) La fonction d'origine ne doit pas être modifiée et le produit doit être utilisé pour l'indication prévue.
- 4) Le produit est conçu pour être utilisé toute la journée. Pour la sécurité de l'utilisateur, voir le point 5.
- 5) En cas d' hypersensibilité à la chaleur, nous recommandons de ne pas utiliser le produit plus de 3-4 heures de suite.
- 6) Veiller à ce que le produit ne soit pas trop serré afin d'éviter de comprimer des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Contrôler que le produit est mis en place correctement et à l'endroit approprié.
- 7) Le produit ne doit être porté que par un seul utilisateur afin d'éviter l'apparition d'irritations cutanées, d'eczéma ou d'infections.

Instructions de lavage

- 1) Fermer toutes les bandes velcro.
- 2) Utiliser de préférence un filet de lavage.
- 3) Étirer humide et sécher.

Responsabilité

Le fabricant assume la responsabilité du produit uniquement s'il est utilisé conformément aux conditions indiquées et pour la fonction prévue. Le fabricant recommande de manipuler le produit de manière professionnelle et de l'entretenir conformément aux instructions.



Material

Polyamide, polyester/bamboo charcoal, spandex, aluminium spalk

Aanbrengen

1. Let op dat de aluminium spalk aan de handpalmzijde van de brace zit.
2. Plaats de brace op de pols.
3. Plaats de spalk zo dat pasvorm en functie optimaal zijn
4. Zorg dat de brace stevig zit zonder te knellen.

Belangrijke voorschriften

- 1) Als u onzeker bent over het aanbrengen, neem dan contact op met de voorschrijver/inkooplocatie.
- 2) Het product is niet vuurvast. Vermijd temperaturen hoger dan 120°C/248°F.
- 3) De oorspronkelijke functie mag niet worden gewijzigd en het product moet worden gebruikt voor de beoogde indicatie.
- 4) Het product is bestemd voor gebruik de hele dag door. Zie voor uw eigen veiligheid echter punt 5.
- 5) Als u overgevoelig bent voor warmte, adviseren wij u het product niet langer dan 3-4 uur achter elkaar te gebruiken.
- 6) Let op dat de steun niet te strak zit om te vermijden dat bloedvaten en zenuwen bekneld raken. Let op dat de plaats en de pasvorm van de steun in orde zijn.
- 7) De steun mag slechts door één persoon worden gebruikt om te voorkomen dat er huidirritaties, eczeem of infecties optreden.

Wasvoorschriften

- 1) Sluit alle klittenbandjes.
- 2) Gebruik bij voorkeur een waszakje.
- 3) In natte staat oprekken en laten drogen.

Aansprakelijkheid

De fabrikant is uitsluitend aansprakelijk voor het product als dat volgens de genoemde voorwaarden en voor het bestemde doel is gebruikt. De fabrikant adviseert om het product professioneel te gebruiken en het volgens de voorschriften te onderhouden.



Material

Poliamide, poliéster/carbón de bambú, elastano, barra de aluminio Aplicación

1. Asegurarse de que la barra de aluminio esté ubicada en el lado de la palma de la venda.
2. Colocar la venda en la muñeca
3. Adaptar la barra para optimar el ajuste y la función
4. Comprobar que la venda está firme sin presionar

Instrucciones importantes

- 1) Si no está seguro sobre la aplicación, póngase en contacto con la persona que le prescribió el producto / el punto de venta.
- 2) El producto no tiene tratamiento retardante de llama. Evitar temperaturas mayores de 120 °C/248 °F.
- 3) La función original no debe modificarse y el producto debe destinarse al uso previsto.
- 4) El producto ha sido concebido para poder ser utilizado durante todo el día. No obstante, por su seguridad, le pedimos que lea el apartado 5.
- 5) Si es hipersensible al calor, le recomendamos que no use el producto más de 3-4 horas seguidas.
- 6) Compruebe que el soporte no esté demasiado apretado para evitar la compresión de los vasos y nervios. Compruebe que la posición y el ajuste del soporte sean correctos.
- 7) El soporte sólo debe ser utilizado por el usuario para evitar irritaciones en la piel, la aparición de eczema o infecciones.

Instrucciones de lavado

- 1) Cerrar todos los cierres de velcro.
- 2) Se recomienda usar una bolsa para lavar ropa fina.
- 3) Estirar en estado húmedo y secar.

Responsabilidad

El fabricante sólo es responsable del producto si el mismo se ha utilizado de acuerdo con las condiciones indicadas y con el uso previsto. El fabricante recomienda manejar el producto de manera profesional y cuidarlo de acuerdo con las instrucciones.

ET

Materjal

Polüamiid, polüester/bambussüsi, elastaan, alumiiniumist lahas.

Kasutamine

1. Veenduge, et alumiiniumist lahas asetseb sideme peopesapoolsel küljel.
2. Asetage side randmele.
3. Kohendage lahas, et tagada selle optimaalne sobivus ning funktsioon.
4. Veenduge, et side on kindlalt paigal ega pigista.

Oluline informatsioon

- 1) Kui seoses toote kasutamisega tekib küsimusi, võtke palun ühendust kohaliku varustaja või toote väljakirjutajaga.
- 2) Toode ei ole tulekindel, vältige kõrgemat temperatuuri kui 120 °C / 248 °F.
- 3) Toote otstarvet ei tohi muuta ega ohtu seada. Seda on lubatud kasutada vaid selle algsel, eesmärgipärasel viisil.
- 4) Toode on valmistatud nii, et seda on võimalik kasutada kogu päeva jooksul. Kuid turvalisuse huvides võtke palun arvesse punkti nr 5.
- 5) Kui kuumus tekitab teil allergilist reaktsiooni, ei soovita me tuge järjest kasutada rohkem kui 3–4 tundi.
- 6) Tehke kindlaks, et tugi/ortoos ei oleks jala ümber liiga kitsalt. Nii väldite liiga suurt survet ning veresoonte ja närvide ahenemist. Leidke toele/ortoosile õige paigutus.
- 7) Kasutage toodet vaid ühel patsiendil, et vältida nahaärritust, ekseemi või infektsioonide teket.

Pesemine

- 1) Sulgege kõik Velcro kinnitused.
- 2) Soovitage kasutada võrgust pesukotti.
- 3) Kui toode on veel märg, venitage seda ning asetage seejärel kuivama.

Vastutus

Tootja garantii kehtib vaid siis, kui toodet on kasutatud antud juhiste kohaselt ning eesmärgipäraselt. Soovitage toodet kasutada ja säilitada vastavalt kasutusjuhiste.

HR

Materijal

Poliamid, poliester/bambusov ugljen, elastin, alumiinjska udloga.

Upotreba

1. Alumiinjska udloga treba biti postavljena na strani steznika na dlanu.
2. Stavite steznik na ručni zglob.
3. Podesite udlogu kako bi adekvatno pranjala i vršila svoju funkciju.
4. Steznik treba čvrsto pranjati, ali bez previše pritiskanja.

Važne napomene

- 1) Ako imate pitanja u vezi s upotrebom proizvoda, obratite se svom liječniku ili dobavljaču.
- 2) Proizvod je zapaljiv, izbjegavajte temperature iznad 120 °C.
- 3) Prvotna namjena proizvoda ne smije se narušiti ili promijeniti, proizvod treba koristiti isključivo za njegovu izvornu namjenu.
- 4) Proizvod se može koristiti cijeli dan. Radi vaše sigurnosti obratite pažnju na točku 5.
- 5) Ako vam toplina izaziva alergijsku reakciju, preporučujemo vam da ne koristite proizvod duže od 3 - 4 sata.
- 6) Steznik/ortoza ne smije biti previše čvrsto stegnut kako bi se izbjegao rizik lokalizirane kompresije i stezanja krvnih žila i živaca. Provjerite koji je ispravan način postavljanja i prilagodbe steznika/ortoze.
- 7) Preporučuje se da proizvod koristi samo jedan pacijent kako bi se izbjegla iritacija kože, stvaranje dermatitisa ili infekcije.

Upute za održavanje

- 1) Zatvorite sve Velcro čičak trake.
- 2) Preporučuje se upotreba vrećice za pranje rublja.
- 3) Raširite proizvod nakon pranja i ostavite ga da se suši.

Odgovornost

Jamstvo proizvođača važeće je jedino ako se proizvod koristi prema uputama i za svrhu za koju je namijenjen. Proizvođač preporučuje korištenje proizvoda na način i prema uputama navedenim u gornjem dijelu teksta.

PL

Materjal

Poliamid, poliester/węgiel bambusowy, spandex, szyna aluminiowa

Stosowanie

1. Upewnić się, że szyna aluminiowa umieszczona jest na bandażu od strony dłoni.
2. Umieścić bandaż na nadgarstku.
3. Ustawić szynę tak, aby nie powodowała dyskomfortu i spełniała swoją funkcję.
4. Upewnić się, że bandaż jest owinięty mocno, ale nie za ciasno

Ważne informacje

- 1) W razie pytań dotyczących właściwego stosowania produktu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lekarzem.
- 2) Produkt nie jest ognioodporny; należy unikać temperatury powyżej 120°C/248°F.
- 3) Nie wolno zmieniać lub pogarszać cech funkcjonalnych produktu, powinien on być wykorzystywany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- 4) Produkt można stosować przez cały dzień. Należy jednak zapoznać się z treścią punktu 5, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.
- 5) Osoby wrażliwe na ciepło nie powinny każdorazowo korzystać z produktu dłużej niż 3–4 godziny.
- 6) Należy upewnić się, że opaska/ściągacz nie są założone za ciasno, ponieważ może to powodować lokalne zwężenie światła naczyń krwionośnych i uciskanie nerwów. Należy sprawdzić prawidłowe ustawienie i dopasowanie opaski/ściągacza.
- 7) Nie wolno stosować produktu u więcej niż jednego pacjenta, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry, egzemy lub infekcji.

Instrukcje mycia

- 1) Zapiąć wszystkie rzepy.
- 2) Zaleca się stosowanie woreczka do prania.
- 3) Rozłożyć wilgotny produkt i pozostawić do wysuszenia.

Odpowiedzialność

Producent udziela gwarancji tylko na wyroby stosowane zgodnie z przeznaczeniem i podanymi warunkami. Producent zaleca stosowanie i konserwację wyrobu zgodnie z instrukcją obsługi.



Rehband Limited

Villa Elias • 8740 Lasa/Pafos • Cyprus
info@rehband.com • www.rehband.com



REHBAND