







## How to use your new Rehband QD Pronation/Supination-Wedge – 206806-01\*

\*different sizes

(TR)

### The Pronation/Supination Wedge (Pronasyon/Süpinasyon Dolgusu)

2068\* (\*-farklı bedenler)

**Kullanım:** Ürün yukarı bakacak şekilde ayağın her iki kenarında kullanılabilir.

- 1)Plastik bölümü çıkarın;
- 2)Süpinasyonu dengelemek için ayakkabının yan tarafına, pronasyonu dengelemek için ayakkabının orta bölümüne yerleştirin.

#### Tedbirler:

- Ürünü yalnızca amacına uygun olarak, üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanın.
- Kullanıma ilişkin sorularınız varsa ürünün alındığı yere danışın..
- Ürünü düz ayakkabılarda kullanın. Ayrıca çorap giyilmesi tavsiye edilir.
- Görsel hasarlara sahip ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Aşınmadan kaçınmak için ayakkabı içerisinde kalmış olabilecek her türlü kumu/çakılı temizleyin.
- Ürün aleve dayanıklı değildir. 120°C/248°F'yi aşan sıcaklıklardan kaçının.
- Ürünün tahmini kullanımı, her gün giyildiğinde alt aya kadardır.
- Her ürün tek bir kullanıcı tarafından giyilmelidir.

**Bakım:** 30°C'de elle yıkama. Yapışkanlığı yeniden devreye sokmak için su veya çamaşır jeli kullanın. Çamaşır tozu kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

**Kullanılan malzemeler:** Poliüretan jel, % 100 polyester.

**Bertaraf:** Ulusal mevzuatlar uyarınca bertaraf edin.

(BS)

### Potpora kod pronacije/supinacije 2068\* (\*-različite veličine)

**Primjena:** Proizvod se može nositi ispod obje ivice stopala s tekstilnom stranom nagore u zavisnosti.

- 1)Uklonite plastični sloj;
- 2)Postavite na bočnu stranu unutar cipele da biste kompenzovali supinaciju, a na sredinu unutar cipele da kompenzujete pronaciju.

#### Mjere opreza:

- Koristite proizvod isključivo za njegovu predviđenu svrhu i bez izmjena.
- Pitanja koja se odnose na primjenu trebaju se uputiti trgovcu.
- Proizvod koristite u ravnim cipelama. akođer se preporučuje nositi čarape.
- Nemojte nastaviti s korišćenjem vidno oštećeno proizvoda.
- Da biste izbjegli habanje, odstranite bilo kaka pijesak/šljunak iz cipele.
- Proizvod nije otporan na vatru. Izbjegavajte temperaturu veću od 120 °C / 248 °F.
- Procijenjeni rok trajanja proizvoda je do mjeseci uz svakodnevno korištenje.

- Svaki proizvod treba da nosi samo jeda korisnik.

**Održavanje:** Ručno pranje na 30 °C. Koristite vodu ili gel za pranje kako biste ponovo aktivirali prionjivost. Bez praška za pranje veša. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu. Držati podalje od direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti.

**Korišteni materijali:** Poliuretanski gel, 100% poliester.

**Odlaganje:** Odlagati u skladu s nacionalnim propisima.

(KO)

### 내전/외전 쐐기 2068\* (\* 다양한 색상, 사이즈, 형태)

**용도:** 양 끝 아래에 섬유 면을 위로 향하게 해서 착용할 수 있습니다.

- 1) 플라스틱 층을 제거합니다.
- 2) 발의 측면에 위치시켜 외전을 교정하고 안쪽에 위치시켜 내전을 교정합니다. 주의사항

- 본 제품은 수정을 가하지 않은 채로 본래의 용도에 한해 사용해 주십시오.
- 용도 관련 질문은 딜러에게 문의해 주십시오.
- 본 제품은 플랫폼 슈츠 안에 사용해 주십시오. 양말을 신을 것을 권장합니다.
- 육안으로 식별되는 손상이 있는 제품은 사용하지 마십시오. • 마모를 피하기 위해 신발속 모든 모래/자갈을 제거해 주십시오.
- 본 제품은 내화성이 아닙니다. 120°C/248°F를 초과하는 열을 피해 주십시오.
- 본 제품의 예상 수명인 매일 사용할 경우, 최대 6개월입니다.
- 각 제품은 한 사람의 사용자만 사용해하니다. **유지 관리:** 30°C 손 세탁. 물 또는 세탁젤로 접착성을 재활성화하십시오. 세제 분말은 사용하지 마십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 태양 직사광선을 피하십시오. **소재:** 폴리우레탄 겔, 100% 폴리에스테르. **폐기:** 국가 규정에 준하여 폐기하십시오.

(JA)

**回内/回外ウエッジ 2068\* (\*-各種の色、サイズ、形状) 用途:** 本製品は、繊維側を上にして、足の両端の下に着用できますが、

- 1)プラスチック層を取り外します。
- 2)回外を補正するには靴の側面に、回内を補正するには、内側に入れます。

#### 注意事項

- 本製品は、改造しないで、本来の目的でのみ使用してください。
  - 用途に関する質問は、取扱店にお問い合わせください。
  - 本製品は平らな靴で使用してください。また、靴下の着用もお勧めします。
  - 目視で損傷している製品はそのまま使用しないでください。
  - 摩擦を避けるため、砂/砂利を靴から取り除いてください。
  - 本製品は耐火性です。120°C/248°Fを超える熱を避けてください。
  - 本製品の想定寿命は、毎日使用した場合、最長6ヵ月です。
  - 本製品は、1人専用に使ってください。
- 手入れ方法:** 30°Cで手洗い 水または洗浄ジェルを付けると、粘着性を再生されます。粉末洗剤は使用しないでください。乾燥した涼しい場所で保管してください。直射日光は避けてください。

**使用材料:** ポリエステルジェル、ポリエステル

100%

**処分方法:** 各国の規制にしたがって処分してください。

(ID)

### The Pronation/Supination Wedge 2068\*

(\*-ukuran yang berbeda)

**Penggunaan:** Produk dapat dikenakan di bawah tepian telapak kaki dengan tekstil menghadap.

- 1)Lepaskan lapisan plastik;
- 2)Tempatkan sisi lateral sepatu untuk menggantikan supinasi dan sisi medial untuk menggantikan pronasi.

#### Pencegahan:

- Gunakan produk hanya untuk tujuan yang dimaksudkan tanpa mengubahnya.
- Pertanyaan terkait pemasangan harus ditujuka kepada penjual.
- Gunakan produk di sepatu data . Disarankan juga untuk mengenakan kaos kaki.
- Jangan lanjutkan menggunakan produk yang terlihat rusak.
- Untuk menghindari abrasi, buang pasir/kerik dari sepatu.
- Produk tidak tahan api. Hindari panas yang melebihi 120°C/248°F.
- Perkiraan masa pakai produk adalah hingga bulan dengan pemakaian sehari-hari.
- Setiap produk harus digunakan oleh hanya sat pengguna.

**Perawatan:** 30°C cuci tangan. Gunakan air atau gel cuci untuk mengaktifkan ulang kelekatan.

Jangan gunakan deterjen. Simpan di tempat dingin dan kering. Hindarkan dari sinar matahari langsung.

**Bahan yang digunakan:** Gel poliuretana, 100% poliester.

**Pembuangan:** Buang sesuai dengan peraturan nasional.

(TH)

แผ่น นลิมรองรับการทรงยกเท้า าวการคว้ 'า เท้า ่า 2068\*

(\*-ด้ วงกั้ไปตามลั้ขนาด รุ้ น)

**การใช้ งาน:**

ผลิตกั้ณฑ์ นี้สามารถสวมใส่ ได้ ทีลั้ วนปลายขอบของเท้า ทังสองด้

1)แกะชั้นพลาสติกออก

2)วางที่ด้้านข้างของรองเท้าเพื่อชดเชยการทรงยกเท้า และตรงกลางเพื่อชดเชยการคว้เท้า

ข้อควรระวัง

- ใช้ ผลิตกั้ณฑ์ นี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ ทีก าทหนดไว้ เท้า นันแ ละโดยไม ด้ดแปลง แก้ ไช
- หากมีด้ วาถามเก็ยวักกับการใช้ งาน ดปรตด้ดด้ ด้ด้วแทนจ าทหน ายของท าน
- ใช้ ผลิตกั้ณฑ์ นี้ในรองเท้า แบบแบนราบ ขอแนะนำ าทให้ ใช้ พร้ ด้กั้บสวมถุงเท้า ่า
- โปรดอย ่าใช้ งานด้ ด้
- ด้ วบผลิตกั้ณฑ์ ช ารุด้โดยมองเห็นด้ วยสายตาด้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการช้ดลั้

ให้ ช้จัดเศษทรายกั้ ด้นกวรตออกจากรองเท้า กั้ ด้น

• ผลิตกั้ณฑ์ นี้ไม ด้สามารถกั้้นไฟด้ ด้หลีกเลี่ยงลั้มด้ลั้กั้บควาร้ ด้นกัน

120°C/248°F

- ช้ วงอายุการใช้ งานโดยประมาณของผลิตกั้ณฑ์ ด้ยู่ ทีไม ด้เกิน 6 เดือนส าทหรับการใช้ งานทุกวัน

- ให้ สวมใส่ ผลิตกั้ณฑ์ หนึ่งช้ดด้ ด้หนึ่งคนเท้า นัน

**การบ ารุงรักษา:** ช้กั้ด้ วยมี้อที่ 30°C

ใช้ นั้ าทหรือเจลช้กั้ลั้ วงเพื่อจัดควรบที่เกาะ นัน น

ท านใช้ ผงช้กั้ฟอกจัดเก็บไว้ ในที่เย็นและแห้ง ง

เก็บรักษาไม ด้ให้ ด้นแสงแดด ลั้ ด้งกั้ง

**วัสดุที่ใช้ :** เจลโพลีูรีเทน, โพลีเอสเทอร์ 100%

**การก าจ้ช้ดช้ะ:** ทังช้ะโดยปฏิบัติตามช้ ด้ก าทหนดแห่งชาติ

(ZH)

### 内翻/外翻楔 2068\* (\*-不同颜色、尺码、版本)

**应用:** 产品可以穿在脚的两侧边缘·织物面料一面朝上。

1)取下塑料层;

2)放在鞋外侧补偿外翻·放在内侧补偿内翻。

#### 注意事项

- 必须将产品用于预期用途·不得改动
  - 与应用相关的问题应由经销商解决
  - 在平底鞋中使用产品。建议穿袜子
  - 请勿继续使用损坏可见的产品
  - 为避免磨脚·请清除鞋中的砂砾
  - 产品不防火。请避免超过 120°C/248°F 的度。
  - 产品预计寿命为每日使用条件下最多 6 个月
  - 每个产品仅供一个用户使用
- 维护:** 30°C 手洗。用水或洗涤剂恢复粘性。请勿使用洗衣粉。存放在干净凉爽的地方。避免阳光直射。
- 使用的材料:** 聚亚安酯凝胶·100% 聚酯。
- 处置:** 按照国家法规处置。

