


How to use your new Rehband Ankle Support – 127* (7761*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides



PIC. 1



PIC. 2



PIC. 3



PIC. 4



PIC. 5

Function

Gives support, compression and warmth to the ankle joint. Increases blood circulation, relieves pressure and improves muscle coordination in the area. Stabilises the joint area.

Application

- 1) Put the support on the floor with the arrow inside pointing forwards and the straps to the sides (pic. 1).
- 2) Pull the support over the foot (pic. 2).
- 3) Take the inner strap and make a loop around the ankle with desired pressure. Fasten the strap to the loop (pic. 3).
- 4) Take the other strap and make a loop around the ankle to stabilise the support. Fasten the strap to the loop (pic. 4).
- 5) Pull the stocking over the support (pic. 5).

Important Information

- 1) Use this product with care and only for its intended purpose. Do not make any improper changes to the product.
- 2) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 3) Do not wear products with SBR/neoprene for more than 3-4 hours without interruption.
- 4) We advise you to not use the product that contains SBR/neoprene in case of tendency to heat allergy.
- 5) Keep the product away from open flame, embers and others sources of heat. Avoid temperature above 120 °C/248 °F.
- 6) Do not continue using a product that is no longer functional, or that is worn or damaged.

Washing Instructions

- 1) Wash in warm water at 40 °C (104 °F) with similar colours.
- 2) Use laundry bag or net.
- 3) Stretch product while wet and allow to air dry.
- 4) Clean the product regularly according to care instructions on the product care label.
- 5) Fasten all velcro closures.
- 6) Products with velcro fasteners require occasional dirt/dust removal.

Size selection

- 1) Do the measurements as instructed on the packaging.
- 2) Determine the size of the support (see size chart).

Disposal

Dispose the product in accordance with national regulations.

Material

Cover: polyamide, elastane (see textile label)
Stabilizer: ethylene-vinyl acetate (EVA)



Bedienungsanleitung für Ihre neue Rehband Stütze 127* (7761*)

*verschiedene Farben, Größen, Stärke, Ränder

Funktion

Verleiht dem Knöchel Stützung, Druck und Wärme. Regt den Blutkreislauf an, lindert Druck und verbessert die Muskelkontrolle in dem Bereich. Stabilisiert den Gelenkbereich.

Anwendung

- 1) Legen Sie die Stütze auf den Boden mit dem Pfeil nach vorne und den Gurten zur Seite (Abb. 1).
- 2) Ziehen Sie die Stütze über den Fuß (Abb. 2).
- 3) Nehmen Sie den inneren Gurt und machen Sie eine Schlaufe mit dem gewünschten Druck um den Knöchel. Befestigen Sie den Gurt an der Schlaufe (Abb. 3).
- 4) Nehmen Sie den anderen Gurt und machen Sie eine Schlaufe um den Knöchel, um die Stütze zu stabilisieren. Befestigen Sie den Gurt an der Schlaufe (Abb. 4).
- 5) Ziehen Sie den Strumpf über die Stütze (Abb. 5).

Wichtige Informationen

- 1) Verwenden Sie dieses Produkt nur zu seinem vorgesehenen Zweck. Nehmen Sie keine unangebrachten Veränderungen am Produkt vor.
- 2) Sollten Sie irgendwelche Fragen haben in Bezug auf die Anwendung, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- 3) Die Nutzungsdauer des SBR/Neopren-Produkts sollte drei bis vier Stunden nicht übersteigen.
- 4) Sind Sie allergisch gegen Hitze, so empfehlen wir Ihnen ein Produkt ohne SBR/Neopren zu verwenden.
- 5) Halten Sie das Produkt fern von offenem Feuer, Glut und anderen Hitzequellen. Vermeiden Sie Temperaturen über 120 °C/248 °F.
- 6) Verwenden Sie kein Produkt, das nicht mehr funktionsfähig, abgenutzt oder beschädigt ist.

Waschanleitung

- 1) Waschen Sie bei 40 °C (104 °F) warmem Wasser mit ähnlichen Farben.
- 2) Benutzen Sie einen Waschbeutel oder ein Waschnetz.
- 3) Spannen Sie das Produkt, wenn es nass ist, und lassen Sie es an der Luft trocknen.
- 4) Reinigen Sie das Produkt regelmäßig gemäß Pflegehinweisen auf dem Etikett des Produkts.
- 5) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 6) Produkte mit Klettverschluss müssen ab und zu von Schmutz und Staub befreit werden.

Auswahl der Größe

- 1) Messen Sie, wie auf der Packung dargestellt.
- 2) Bestimmen Sie die Größe der Stütze (siehe Maßtabelle).

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt gemäß nationalen Vorschriften.

Material

Hülle: Polyamid, Elastan (siehe Etikett)
Stabilisator: Ethylvinylacetat (EVA)



Kuinka tulee käyttää uutta Rehband-tukea/ suoja 127* (7761*)

*erilaisia värejä, kokoja, paksuuksia, sivuja

Tehtävä

Tukee ja lämmittää nilkaniveltä. Vilkastuttaa verenkiertoa, lievittää lihaskäynnistystä ja parantaa lihaskoordinaatiota alueella. Vakauttaa nivelaluetta.

Käyttö

- 1) Laita tuki lattialle niin, että nuoli on sisäpuolella ja osoittaa eteenpäin ja hinnat ovat sivuilla. (kuva 1).
- 2) Vedä tuki jalan yli (kuva 2).
- 3) Ota sisäpuolen hihna ja tee silmukka nilkan ympärille halutulla kiristyksellä. Kiinnitä hihna silmukkaan (kuva 3).
- 4) Ota toinen hihna ja tee silmukka nilkan ympärille tuen vakauttamiseksi. Kiinnitä hihna silmukkaan (kuva 4).
- 5) Vedä sukka tuen päälle (kuva 5).

Tärkeä tietää

- 1) Käytä tätä tuotetta huolella ainoastaan sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä tee tuotteeseen sopimattomia muutoksia.
- 2) Jos sinulla on käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä paikalliseen kauppiaseen.
- 3) Älä käytä SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita tauotta yli 3-4 tuntia.
- 4) Emme suosittele käyttämään SBR-kumia tai neopreeniä sisältäviä tuotteita, jos sinulla on taipumus lämpöallergiaan.
- 5) Pidä tuote pois avotulen, hiilloksen ja muiden lämmönlähteiden läheisyydestä. Vältä yli 120 °C:n (248 °F) lämpötilaa.
- 6) Älä jatka tuotteen käyttöä, jos se ei ole enää toimintakuntoinen tai se on kulunut tai vioittunut.

Pesuoheet

- 1) Pese 40 °C (104 °F) samanväristen kanssa.
- 2) Käytä pesupussia tai -verkkoa.
- 3) Venytä tuotetta kosteana ja anna sen kuivua.
- 4) Puhdista tuotetta säännöllisesti hoito-ohjeiden mukaisesti.
- 5) Kiinnitä kaikki tarrakiinnitykset.
- 6) Tarranauhoilla varustetuista tuotteista tulee poistaa ajoittain epäpuhtaudet/pölyt.

Koon valinta

- 1) Suorita mittaukset pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
- 2) Määritä tuen koko (katso kokotaulukko).

Häivittäminen

Häivitä tuote paikallisen läinsäädännön mukaisesti.

Materiali

Päälinen: polyamidi, elastani (katso tekstiilitiketti)
Stabilisoi: eteeni-vinyyliasetaat (EVA)



Hvordan bruke din nye Rehband Support- 127* (7761*)

*ulike farger, størrelser, tykkelser, sider

Funksjon

Støtter ankelen med kompresjon og varme. Øker blodsirkulasjon, avlaster trykk og forbedrer muskelkoordinasjonen i området.

Administrering

- 1) Legg støtten på gulvet slik at pilen på innsiden vendes fremover og stroppene mot sidene (bilde 1).
- 2) Trekk støtten over foten (bilde 2).
- 3) Dra innerstroppen i en løkke rundt ankelen og tilpass presset i ønskelig grad. Fest stroppen til løkken (bilde 3).
- 4) Dra den andre stroppen i en løkke rundt ankelen for å stabilisere støtten. Fest stroppen til løkken (bilde 4).
- 5) Trekk strømpen over foten (bilde 5).

Viktig informasjon

- 1) Bruk produktet forsiktig og hensiktsmessig. Ikke modifier produktet på upassende vis.
- 2) Ved spørsmål om bruk av produktet, ta kontakt med din lokale leverandør.
- 3) Aldri ha på deg produkter med SBR/neopren i mer enn 3-4 timer om gangen.
- 4) Vi råder deg til å unngå produkter som inneholder SBR/neopren dersom du lider av varmeallergi.
- 5) Oppbevar produktet unna åpne flammer, glød og andre varmekilder. Unngå temperaturer over 120 °C/248 °F.
- 6) Opphør all bruk av produkt som ikke lenger er funksjonell eller som er slitt eller skadet.

Vaskinstruks

- 1) Vask i varmt vann (40 °C/104 °F) med like farger.
- 2) Bruk et vaskenett.
- 3) Strekk ut produktet mens det er vått før du henger det til tørk (kontra tørkemaskin).
- 4) Rengjør produktet jevnlig og i samsvar med instruksene du finner på produktetiketten.
- 5) Spenn fast alle borrelås.
- 6) Produkter med borrelås krever sporadisk smuss / støvfjerning.

Størrelse

- 1) Ta mål slik som beskrevet på emballasjen.
- 2) Avgjør riktig størrelse for støtte (se størrelseskart).

Avhending

Kasser produktet i samsvar med nasjonale forskrifter.

Material

Trekk: polyamid, elastan (les tekstiiletikett)
Stabilisator: etylen-vinylacetat (EVA)



Sådan bruger du din nye Rehband Support- 127* (7761*)

*forskellige farver, størrelser, tykkelser, sider

Funktion

Giver støtte, kompression og varme til fodleddet. Øger blodcirkulationen, lindrer og forbedrer muskulaturrens koordination i området. Giver stabiliserer det området omkring leddet.

Anvendelse

- 1) Læg støtten på gulvet med pilen indvendigt pegende fremad og stropperne ud til siden (billede 1).
- 2) Træk støtten ind over foden (billede 2).
- 3) Tag den inderste strop og lav en løkke rundt om anklen med det ønskede tryk. Fastgør stroppen til løkken (billede 3).
- 4) Tag den anden strop og lav en løkke rundt om anklen for at stabilisere støtten. Fastgør stroppen til løkken (billede 4).
- 5) Træk strømpen ud over støtten (billede 5).

Vigtige oplysninger

- 1) Brug dette produkt med forsigtighed og kun til dets beregnede formål. Foretag ikke nogen uretmæssige ændringer i produktet.
- 2) Hvis du har spørgsmål om anvendelsen, bedes du kontakte din lokale forhandler.
- 3) Undlad at bruge produkter med SBR/neopren i mere end 3-4 timer i træk.
- 4) Vi anbefaler, at du ikke bruger produktet, som indeholder SBR/neopren i forbindelse med tendens til varmeallergi.
- 5) Hold produktet væk fra åben ild, gløder og andre varmekilder. Undgå temperaturer over 120 °C/ 248 °F.
- 6) Undlad fortsat brug af et produkt, som ikke længere virker, eller er slidt eller beskadiget.

Vaskeanvisninger

- 1) Vask i varmt vand ved 40 °C (104 °F) med andet af lignende farver.
- 2) Brug en vaskepose eller -net.
- 3) Stræk produktet, mens det er vådt, og lad det lufttørre.
- 4) Rengør produktet regelmæssigt i følge pasningsvejledninger på produktets behandlingsmærkat.
- 5) Luk alle velcro-lukninger.
- 6) Man bør med jævne mellemrum rengøre produkter med velcrolukning for smuds og støv.

Valg af størrelse

- 1) Udfør målingerne, som anført på emballagen.
- 2) Bestem størrelsen af støtten (se størrelsesskemaet).

Bortskaffelse

Bortskaf produktet i overensstemmelse med nationale regulativer.

Material

Betræk: polyamid og elastan (se mærke på stoffet)
Stabilisator: Ethylen-vinylacetat (EVA)



Comment utiliser votre nouveau soutien Rehband 127* (7761*)

* choix de couleurs, tailles, épaisseurs, côtés

Fonction

Support, compression et réchauffement de l'articulation de la cheville. Stimulation de la circulation sanguine, soulagement de la pression et amélioration de la coordination musculaire dans la zone. Stabilisation au niveau de l'articulation.

Utilisation

- 1) Placez le support au sol avec la flèche intérieure pointée vers l'avant et les sangles sur le côté (image 1).
- 2) Tirez le support au-dessus du pied (image 2).
- 3) Prenez la sangle intérieure et faites une boucle autour de la cheville en appliquant la pression souhaitée. Attachez la sangle à la boucle (image 3).
- 4) Prenez l'autre sangle et faites une boucle autour de la cheville pour stabiliser le support. Attachez la sangle à la boucle (image 4).
- 5) Tirez la chaussure au-dessus du support (image 5).

Informations importantes

- 1) Utilisez ce produit avec précaution et uniquement pour l'usage prévu. N'apportez aucune modification induite au produit.
- 2) Si vous avez des questions concernant l'utilisation, veuillez consulter votre revendeur local.
- 3) Ne portez pas de produits en SBR/néoprène plus de 3 à 4 heures sans interruption.
- 4) Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produits contenant du SBR/néoprène si vous avez tendance à être allergique à la chaleur.
- 5) Gardez le produit à l'écart des flammes nues, braises et autres sources de chaleur. Évitez des températures supérieures à 120 °C/248 °F.
- 6) N'utilisez pas un produit qui ne fonctionne plus, ou qui est usé ou endommagé.

Instructions de lavage

- 1) Lavez à l'eau chaude à 40 °C (104 °F) avec des couleurs similaires.
- 2) Utilisez un sac à linge ou un filet.
- 3) Étirez le produit pendant qu'il est mouillé et laissez-le sécher à l'air.
- 4) Nettoyez régulièrement le produit conformément aux consignes de son étiquette d'entretien.
- 5) Fixez toutes les attaches velcro.
- 6) Les produits avec des attaches en Velcro nécessitent un enlèvement occasionnel de la saleté/poussière

Choix de la taille

- 1) Effectuez les mesures indiquées sur l'emballage.
- 2) Déterminez la taille du support (consultez la grille des tailles).

Élimination

Éliminez le produit conformément aux réglementations nationales.

Matériau

Housse: polyamide, élasthanne (consulter l'étiquette textile)
Stabilisateur : éthylène-acétate de vinyle (EVA)



Hoe gebruikt u uw nieuwe Rehband steunband- 127* (7761*)

*verschillende kleuren, maten, dikte, zijden

Functie

Biedt steun, druk en warmte aan enkelgewricht. Verhoogt bloedcirculatie, verlicht druk en verbetert spiercoördinatie in de regio. Stabiliseert de gewrichtsregio.

Aanbrenging

- 1) Leg de steun op de vloer met de pijl aan de binnenzijde naar voren gericht en de bandjes naar de zijkanten (afb. 1).
- 2) Trek de steun over de voet (afb. 2).
- 3) Neem het binnenste bandje en maak een lus rond de enkel met gewenste druk. Bevestig het bandje aan de lus (afb. 3).
- 4) Neem het andere bandje en maak een lus rond de enkel om de steun te stabiliseren. Bevestig het bandje aan de lus (afb. 4).
- 5) Trek de kous over de steun (afb. 5).

Belangrijke Informatie

- 1) Gebruik dit product met zorg en enkel voor het beoogde gebruik. Breng geen onjuiste wijzigingen aan het product aan.
- 2) Contacteer uw lokale verdeler wanneer u vragen heeft over het aanbrengen ervan.



How to use your new Rehband Ankle Support – 127* (7761*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides

<div></div>	
Kako koristiti vaš novi Rehband Support 127* (7761*)	
*različite boje, veličine, debljine, strane	
Funkcija	
Daje podršku, kompresiju i toplotu zglobu gležnja. Povećava cirkulaciju krvi, smanjuje pritisak i poboljšava koordinaciju mišića u tom području. Stabilizira područje zgloba.	
Primjena	
1) Podignite nosač na pod, sa strelicom koja je usmjerena prema naprijed i trakama na stranama (sl. 1). <p>2) Povucite nosač preko stopala (sl. 2).</p> <p>3) Uzmite unutarnji remen i napravite petlju oko gležnja sa željenim pritiskom. Pričvrstite remen na petlju (sl. 3).</p> <p>4) Uzmite drugi remen i napravite petlju oko gležnja kako biste stabilizirali potporu. Pričvrstite remen na petlju (sl. 4).</p> <p>5) Povucite čarapu preko nosača (sl. 5).</p>	
Važne informacije	
1) Koristite ovaj proizvod pažorno i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu. <p>2) Ako imate pitanja u svezi s primjenom, obratite se lokalnom dobavljaču.</p> <p>3) Ne nosite proizvode sa SBR/neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.</p> <p>4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/ neopren u slučaju da ste alergični na toplinu.</p> <p>5) Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.</p> <p>6) Nemojte nastaviti koristit proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.</p>	
Upute za pranje	
1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama. <p>2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.</p> <p>3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.</p> <p>4) Čistite uređaj redovito prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.</p> <p>5) Pričvrstite sve čičak trake.</p> <p>6) Proizvode s čičkom povremeno treba očistiti od prašine.</p>	
Odabir veličine	
1) Obavite mjerenja sukladno s uputama na pakiranju. <p>2) Odredite veličinu potpore (vidi veličinu grafikona).</p>	
Odlaganje	
Odoložite proizvod sukladno s nacionalnim propisima.	
Materijal	
Korice: poliamid elastan (vidi oznaku na tekstilu) <p>Stabilizator: etilen-vinil acetat (EVA)</p>	
Como usar seu novo Suporte Rehband 127* (7761*)	
*diferentes cores, tamanhos, espessuras, lados	
Função	
Proporciona suporte, compressão e calor às articulações do tornozelo. Aumenta a circulação sanguínea, alivia a pressão e melhora a coordenação muscular na zona. Estabiliza a zona das articulações.	
Aplicação	
1) Coloque o suporte no chão com a seta de dentro apontada para a frente e as faixas para os lados (foto 1). <p>2) Puxe o suporte por sobre o pé (foto 2).</p> <p>3) Pegue na faixa de dentro e faça um laço em torno do tornozelo com a pressão desejada. Aperte a faixa ao laço (foto 3).</p> <p>4) Pegue na outra faixa e faça um laço em torno do tornozelo para estabilizar o suporte. Aperte a faixa ao laço (foto 4).</p> <p>5) Puxe a meia por sobre o suporte (foto 5).</p>	
Informações importantes	
1) Utilize cuidadosamente este produto e apenas para o seu fim pretendido. Não faça modificações indevidas ao produto. <p>2) Se tem dúvidas quanto à aplicação, contacte o seu revendedor local.</p> <p>3) Não utilize produtos contendo SBR/ neopreno por mais de 3-4 horas seguidas.</p> <p>4) Aconselhamo-lo a não utilizar produtos que contemham SBR/ neopreno em caso de tendência para alergia ao calor.</p> <p>5) Mantenha o produto afastado de chamas, brasas ou outras fontes de calor. Evite temperaturas acima dos 120 °C/248 °F.</p> <p>6) Não continue a utilizar um produto que já não esteja funcional, ou que esteja desgastado ou danificado.</p>	
Instruções de lavagem	
1) Lave com água quente a 40 °C (104 °F) juntamente com cores semelhantes. <p>2) Utilize um saco ou rede de lavagem de roupas delicadas.</p> <p>3) Estique o produto enquanto estiver molhado e deixe secar ao ar livre.</p> <p>4) Limpe regularmente o produto de acordo com as instruções na etiqueta de conservação do produto.</p> <p>5) Feche todos os fechos de velcro.</p> <p>6) Produtos com fechos de velcro exigem a remoção ocasional de sujidade/poeira.</p>	
Seleção de tamanhos	
1) Faça as medições conforme as indicações da embalagem. <p>2) Determine o tamanho do suporte (consultar tabela de tamanhos).</p>	
Eliminação	
Descarte o produto de acordo com os regulamentos nacionais.	
Material	
Revestimento: poliamida, elastano (ver etiqueta) <p>Estabilizador: Espuma vinilica acetinada (EVA)</p>	
Jak používat svůj nový Rehband Support 127* (7761*)	
* různé barvy, velikosti, tloušťky, boky	
Funkce	
Poskytuje oporu, kompresi a teplo kloubu kotníku. Zlepšuje průtok krve, snižuje tlak a zlepšuje svalovou koordinaci v místě. Stabilizuje oblast kloubu.	
Použití	
1) Položte bandáž na podlahu tak, aby šipka uvnitř směřovala nahoru a pásky do stran (obr. 1). <p>2) Bandáž natáhněte přes chodidlo (obr. 2).</p> <p>3) Uchopte pásek na vnitřní straně a s požadovaným tlakem obtočte okolo kotníku. Pásek utáhněte do oka (obr. 3).</p> <p>4) Uchopte druhý pásek a obtočte okolo kotníku, abyste bandáž stabilizovali. Pásek utáhněte do oka (obr. 4).</p> <p>5) Přes bandáž natáhněte punčochu (obr. 5).</p>	
Důležité informace	
1) Tento výrobek používejte s opatrností a pouze k jeho stanovenému účelu. Na výrobku neprovádějte žádné nevhodné změny. <p>2) Pokud máte dotazy týkající se použití, obraťte se prosím na svého místního prodejce.</p> <p>3) Výrobky s SBR/neoprénem nenoste bez přerušení déle než 3-4 hodiny.</p> <p>4) Doporučujeme, abyste nepoužívali výrobek s obsahem SBR/ neoprénu, pokud máte sklony k alergii na teplo.</p> <p>5) Výrobek uchovávejte z dosahu otevřeného ohně, uhlíků a jiných zdrojů tepla. Vyvarujte se teplotám nad 120 °C/248 °F.</p> <p>6) Pokud již vyroben není funkční, je opotřebovaný nebo poškozený, přestaňte jej používat.</p>	
Pokyny pro čištění	
1) Perte v teplé vodě při teplotě 40 °C (104 °F) s oblečením podobných barev. <p>2) Používejte sítky nebo sáček na praní jemného prádla.</p>	

3) Ještě mokrý výrobek natáhněte a nechte uschnout na vzduchu.

4) Výrobek pravidelně čistěte podle pokynů k ošetřování výrobku na štítku.

5) Zapněte všechny suché zipy.

6) Výrobky se suchými zipy vyžadují občasné odstranění nečistot/prachu.

Výběr velikosti

1) Proveďte měření podle pokynů na obale.

2) Určete velikost bandáže (viz tabulka velikostí).

Likvidace

Výrobek zlikvidujte v souladu s národními právními předpisy.

Materiál

Svrchní vrstva: polyamid, elastan (viz textilní štítek)

Stabilizátor: ethylenvinylacetát (EVA)

<div></div>	
Modul de utilizare a noii dvs. centuri Rehband 127* (7761*)	
*culori, dimensiuni, grosimi și latuni diferite	

Funcție

Asigură sprijin, compresie și căldură încheieturii gleznei. Îmbunătățește circulația sângelui, eliberează presiunea și îmbunătățește coordonarea musculară în zonă. Stabilizează zona încheieturii.

Aplicație

1) Așezați suportul pe podea cu săgeata din interior orientată către înaintea și curelele orientate lateral (fig. 1).

2) Trageți suportul pe picior (fig. 2).

3) Luați cureaua din interior și realizați o buclă în jurul gleznei cu strângerea dorită. Strângeți cureaua pe buclă (fig. 3).

4) Luați cealaltă curea și realizați o buclă în jurul gleznei pentru a stabiliza suportul. Strângeți cureaua pe buclă (fig. 4).

5) Trageți ciorapul peste suport (fig. 5).

Informații importante

1) Folosiți produsul cu atenție și doar conform domeniului său de utilizare. Nu aplicați modificări inadecvate produsului.

2) Dacă aveți întrebări privind aplicațiile, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

3) Nu purtați produse cu SBR/ neopren mai mult de 3-4 ore continuu.

4) Vă sugerăm să nu utilizați produse care conțin SBR/ neopren dacă aveți tendințe de alergie la căldură.

5) Păstrați produsul la distanță de foc deschis, jar și alte surse de căldură. Evitați temperaturile de peste 120 °C/248° F.

6) Nu continuați să folosiți un produs care nu mai este funcțional, uzat sau deteriorat.

Instrucțiuni de spălare

1) Spălați în apă caldă la 40 °C (104 °F) cu culori asemănătoare.

2) Folosiți un sac sau o plasă de rufe.

3) Întindeți produsul când este umed și lăsați-l să se usuce în aer.

4) Curățați produsul regulat, conform instrucțiunilor de îngrijire de pe eticheta produsului.

5) Folosiți toate prinderile cu arici.

6) Produse cu velcro necesită ocazional îndepărtarea murdăriei / prafului.

Alegerea măsuririi

1) Efectuați măsurătorile conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

2) Stabiliți dimensiunea suportului (vezi graficul dimensional).

Eliminare

Eliminați produsul conform normelor naționale.

Material

Strat de acoperire: poliamidă, elastan (vezi eticheta textilă)

Stabilizator: etilen-acetat de vinil (EVA)

<div></div>	
Kako uporabljati vaš novi Rehband Support 127* (7761*)	
* različne barve, velikosti, debeline, strani	

Uporaba

Gležnju daje oporo, kompresijo in toploto. Na prizadetem predelu pospeši pretok krvi, lajša pritisk in izboljša mišično koordinacijo. Stabilizira sklep.

Namestitve

1) Položite opornico na tla, tako da je puščica na notranji usmerjena naprej in da so trakovi usmerjeni vstran (sl. 1).

2) Potegnite opornico čez stopalo (sl. 2).

3) Z notranjim trakom naredite zanko okoli gležnja in zategnite, dokler ne čutite zelenega pritiska. Trak pritrdite na zanko (sl. 3).

4) Z drugim trakom naredite še eno zanko okoli gležnja za dodatno stabilizacijo opornice. Trak pritrdite na zanko (sl. 4).

5) Čez opornico potegnite nogavico (sl. 5).

Pomembne informacije

1) Ta izdelek uporabljajte previdno in samo za njegov predvideni namen. Izdelka ne smete neustrezno spreminjati.

2) Če imate kakršna koli vprašanja glede namestitve, se obrnite na svojega lokalnega dobavitelja.

3) Izdelkov, ki vsebujejo SBR/ neopren, ne nosite neprekinjeno več kot 3–4 ure.

4) Če ste nagnjeni k alergiji na toploto, priporočamo, da ne uporabljate izdelkov, ki vsebujejo SBR/ neopren.

5) Izdelka ne imejte v bližini odprtega ognja, žerjavice in drugih virov toplote. Temperatura ne sme preseči 120 °C/248° F.

6) Prenehajte z uporabo izdelka, če je neuporaben, ponošen ali poškodovan.

Navodila za pranje

1) Operite v topli vodi na 40 °C (104 °F) z izdelki podobnih barv.

2) Uporabite vrečo ali mrežo za perilo.

3) Ko je izdelek moker, ga raztegnite in posušite na zraku.

4) Izdelek redno čistite v skladu z navodili na listku za vzdrževanje izdelka.

5) Pritrdite vse trakove z jezki.

6) Izdelki z velcro zaponko potrebujejo občasno odstranjevanje umazanije/prahu.

Izbira velikosti

1) Izmerite, kot je navedeno na ovojnini.

2) Določite velikost opore (glejte tabelo velikosti).

Odlaganje

Izdelek zavrzite v skladu z nacionalnimi predpisi.

Material

Preveklea: poliamid, elastan (glejte tekstilno etiketo)

Stabilizator: etilen-vinil acetat (EVA)

<div></div>	
Ako používať novú podporu Rehband 127* (7761*)	
* rôzne farby, veľkosti, hrúbky, strany	

Funkcia

Poskytuje podporu, kompresiu a teplo pre členkový kĺb. Zvyšuje krvný obeh, znižuje tlak a zlepšuje svalovú koordináciu v tejto oblasti. Stabilizuje kĺbovú oblasť

Použitie

1) Položte bandáž na podlahu s vnútornou šipkou smerujúcou dopredu a popruhmi do strán (obr. 1).

2) Pretiahnite bandž cez nohu (obr. 2).

3) Vezmite vnútorný popruh a vytvorte slučku okolo členka želaným tlakom. Zalepte popruh o slučku (obr. 3).

4) Vezmite druhý popruh a urobíť slučku okolo členka na stabilizovanie bandáže. Zalepte popruh o slučku (obr. 4).

5) Natiahnite ponožku na bandáž (obr. 5).

Dôležité informácie

1) Tento produkt používajte opatrne a len na stanovený účel. Nevykonaťvajte žiadne zmeny na produkte.

2) Ak máte otázky o používaní, kontaktujte miestneho predajcu.

3) Doba používania SBR/ neoprénových produktov nesmie presiahnuť 3-4 hodiny.

4) Ak máte alergiu na teplo, odporúčame používať produkty, ktoré neobsahujú neoprén.

5) Produkt udržiavajte mimo dosahu otvoreného ohňa, žeravého uhlia a ďalších zdrojov tepla. nevystavujte teplotám nad 120 °C/ 248 °F.

6) Ak už produkt nie je funkčný, je opotrebovaný alebo poškodený, už ho ďalej nepoužívajte.

Pokyny na čistenie

1) Perte v teplej vode pri teplote 40 °C (104 °F) s podobnými farbami.

2) Použite vrećúško alebo sieťku na pranie.

3) Natiahnite produkt, kým je mokrý, a nechajte usušiť.

4) Produkt pravidelne čistite podľa pokynov na ošetenie uvedené na štítku produktu.

5) Zalepte všetky suché zipsy.

6) Výrobky so suchým zipsom vyžadujú priležitostné odstránenie nečistôt/prachu.

Voľba veľkosti

1) Odmerajte si veľkosť podľa pokynov na obale.

2) Zistite veľkosť bandáže (pozrite tabuľku veľkostí).

Likvidácia

Produkt zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.

Materiál

Obal: polyamid, elastan (pozri na textilnom štítku)

Stabilizátor: etylén-vinyl acetát (EVA)

<div></div>	
Notkun á nýju Rehband Support vörunni þinni - 127* (7761*)	
*Ólíkir litir, stærðir, þykkt, hliðar	

Virknir

Gefur stuðning og hita við ökkliði. Eykur blóðflæði, léttir af þrýstingi og bætir vöðvasamhverfingu á svæðinu. Kemur jafnvægi á líðsvæðið.

Notkun

1) Setjið spelkuna á gólfið, innri örin á að benda niður og ólar eiga að vera á hliðinni (mynd 1).

2) Settu spelkuna yfir fótinn (mynd 2).

3) Taktu innri ólina og gerðu lykkuju utan um ökklangn með óskúðum þrýstingi. Festu ólina við lykkujuna (mynd 3).

4) Taktu hina ólina og gerðu lykkuju utan um ökklangn til að gera spelkuna stöðuga. Festu ólina við lykkujuna (mynd 4).

5) Dragðu sokkinn yfir spelkuna (mynd 5).

Mikilvægar upplýsingar

1) Notaðu þessa vöru með aðgát og aðeins í ætluðum tilgangi. Ekki gera neinar óviðeigandi breytingar á vörunni.

2) Hafir þú einhverjar spurningar varðandi notkun vörunnar skaltu hafa samband við nálegan söluáðila.

3) Ekki vera í vörum með SBR/ neoprén-gervigúmmi í meira en 3-4 tíma án hlés.

4) Sértu líkleg(ur) til að fá hitaofnæmi er ekki ráðlegt að nota vörur sem innihalda SBR/ neoprén-gervigúmmi.

5) Haltu vörunni frá orpun eldi, glóð og öðrum hitauppsprettum. Forðast hita yfir 120 °C/248 °F.

6) Ekki halda áfram að nota vöru sem er ekki lengur í lagi, eða er orðin slitin eða skemmd.

Þvottaleiðbeiningar

1) Þvotu við 40 °C (104 °F) með svipurðum litum.

2) Notaðu þvottaskjóðu eða -net.

3) Teygðu á vörunni á meðan hún er blaut og leyfðu henni að þorna.

4) Þrífðu vöruna reglulega í samræmi við umhriðuleiðbeiningar á miðanum í vörunni.

5) Festu alla franska rennilása.

6) Nauðsynlegt er að þrifa óhreinindi/ryk af og til af vörum með frónskum rennilás.

Val á stærð

1) Framkvæmdu mælingar eftir leiðbeiningum á pakkanum.

2) Ákvarðaðu stærð spelkunnar (sjá stærðarkort).

Förgun

Fargaðu vörunni í samræmi við landslög.

Efni

Hlif: pólýamíð, elastan (sjá textilmíðann)

Stoð: etýlén-vínýl asetat (EVA)

<div></div>	
Kif tuza r-Rehband Sapport il-ġdida tieghek 127* (7761*)	
*Kuluri, daqsijiet, ħxuna u naħat differenti	

Funzjoni

Jipprovdì appoġġ, kompressjoni u shana lill-ġoġ tal-ġhaksà. Lìzid iċ-ċirkolazzjoni tad-demn, inaqqs il-pressjoni u jtejjeb il-koordinazzjoni tal-muskoli fiz-zona. Jistabbilizza ż-zona tal-ġoġ.

Applikazzjoni

1) Poġġi s-support fuq l-art bil-vleġġa ta' fuq ġewwa fħares 'il quaddiem u ċ-ċineg mal-ġnub (stampa 1).

2) Iġbed is-support għal fuq is-isieq (stampa 2).

3) Aqbad iċ-ċinga ta' ġewwa u fforma ħolqa madwar l-ġhaksà bil-pressjoni mixtieqa. Orbot iċ-ċinga mal-ħolqa (stampa 3).

4) Aqbad iċ-ċinga l-oħra u fforma ħolqa madwar l-ġhaksà sabieħ tistabbilizza s-support. Orbot iċ-ċinga mal-ħolqa (stampa 4).

5) Iġbed il-kalzetta għal fuq is-support (stampa 5).

REHBAND LIMITED
CY, 8876, Paphos, Kinoussa, Kinoussa
info@rehband.com • www.rehband.com

Tagħrif importanti

1) Uża dan il-prodott b'attenzjoni u għall-iskop li huwa maħsub għalih biss. Twettaq bidliet mhux xierqa għall-prodott.

2) Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tiegħu, jekk jogħġbok ikkuntattja n-nejgozant lokali.

3) Tilbix prodotti li fihom SBR/ neoprene għal iżjed minn 3-4 sigħat mingħajr interruzzjoni.

4) Nirakkomandaw li ma tużax il-prodott li fih SBR/ neoprene jekk issofri minn allergija għas-shana.

5) Zomm il-prodott 'il bogħod minn fġammi mikxufin, faħam jew ġħuda taqbad u sorsi oħrajn ta' shana. Evita temperaturi 'l fuq minn 120°C/ 248°F.

6) Tkompliż tuża prodott li ma għadux tajjeb għall-użu tiegħu, jew li huwa mherri jew bil-ħsara.

Istruzzjonijiet għall-Hasil

1) Aħsel f'ilma shun f'40 °C (104 °F) ma' kuluri simili.

2) Uża borża jew xibka tal-hasil tal-hwejġeġ.

3) Gebbed il-prodott waqt li jkun imxarrab u ħallih jinxef bl-arja.

4) Naddaf il-prodott regolarmnt skont l-istruzzjonijiet fuq it-tikketta dwar kif tieħu ħsieb il-prodott.

5) Aġħlaq il-qfielei kollaħ tal-velkro.

6) Prodott bil-velkro ikollhom bżonn li l-hmieġ/ trab jitneħħa kull tant żmien.

Kif tagħzel id-daqs

1) Kejjel skont l-istruzzjonijiet fuq il-pakkett.

2) Iddetermina d-daqs tas-support (ara ċ-ċart tad-daqsijiet).

Rimi

Armi l-prodott skont ir-regolamenti nazzjonali.

Materjal

Kaver: polyamide, elastane (ara t-tikketta tad-drapp)

Stabilizzatur: ethylene-vinyl acetate (EVA)

<div></div>	
Как се използва Вашият нов Rehband Support 127* (7761*)	
*различни цветове, размери, дебелина, страни	

Функция

Придържа, пристяга и затопля глезенната става. Подобрява циркуляцията на кръв, освобождава напрежението и повишава координацията на мускулите в областта на глезена. стабилизира зоната на ставата.

Приложение

1) Поставете ортезата на пода, като стрелката отвътре сочи напред, а страничните ленти – настрани (сн. 1).

2) Издърпайте ортезата върху стъпалото (сн. 2).

3) Вземете вътрешната лента и я прехвърлете на примка около глезена и я стегнете до желаниа натиск. Прикрепете лентата към примката (сн. 3).

4) Хванете другата лента и я прехвърлете на примка около глезена, като я стегнете до желания натиск. Прикрепете лентата към примката (сн. 4).

5) Издърпайте чорапа върху ортезата (сн. 5).

Важна информация

1) Използвайте този продукт внимателно и само по предназначение. Не правете никакви неправомерни промени по продукта.

2) Ако имате някакви въпроси относно начина на поставяне, моля, свържете се с местния дилър.

3) Не носете продукти, съдържащи синтетични/неопренови матери, за повече от 3-4 часа без прекъсване.

4) Съветваме ви да не използвате продукт, който съдържа синтетични/неопренови матери, в случай на топлинна алергия.

5) Съхранявайте продукта далеч от открити пламъци, искри и други източници на топлина. Избягвайте температура над 120 °C/248 °F.

6) Не продължавайте да използвате продукт, който вече не е функционален, или е износен или повреден.

Инструкции за пране

1) Перете с топла вода при 40°С (104°F) с подобни цветове.

2) Използвайте торбичка за пране или мрежа.

3) Разпънете продукта, докато е мокър и го оставете да изсъхне на въздух.

4) Почистявайте продукта редовно в съответствие с инструкциите на етикета за употреба на продукта.

5) Затегнете всички велкro лепенки.

6) Продуктите с велкро закопчаване изискват периодично почистване от прах и замърсявания.

Избор на размер

1) Измерете както е показано на опаковката.

2) Определете размера на протектора (вижте таблицата с размери).

How to use your new Rehband Ankle Support – 127* (7761*)

*different colors, sizes, thicknesses, sides

5) Тримайте виріб якомога далі від відкритого полум’я, тліючого вугілля та інших джерел тепла. Уникайте температури понад 120 °C/248 °F.

6) Припиніть використання виробу, який втратив свою функціональність, зношений або пошкоджений.

Інструкція з прання

1) Прати у теплій воді при 40 °C (104 °F) з речами схожого кольору.
2) Використовувати мішок для прання чи сітчастий мішок.
3) Розправити виріб поки він ще вологий, та дати висохнути на повітрі.
4) Регулярно прати виріб відповідно до інструкцій по днюлдя, зазначеними на етикетці.
5) Закрити всі застібки-липучки.
6) Вироби з липучками слід час від часу очищати від бруду чи пилу.

Вибір розміру

1) Виконати виміри, як зазначено на упаковці.
2) Визначте розмір бандажа (див. Таблицю розмірів).

Утилізація

Утилізувати виріб відповідно до місцевих правовими актами.

Матеріал

Верх: поліамід, еластан (див. текстильну етикетку)
Стабілізатор: етилен-вінілацетат (EVA)

(BG)	Yeni Rehband Desteğinizi kullanma 127* (7761*) <p><i>*farklı renkler, boyutlar, kalınlıklar, kenarlar</i></p>
-------------	--

İşlevi

Ayak bileği eklemine destek, basınç ve sıcaklık sağlar. Bölgedeki kan dolaşimini arttırır, baskıyı hafifletir ve kas koordinasyonunu iyileştirir. Eklem bölgesini dengeler.

Kullanım

1) Desteği, içindeki ok şekli ileriye gösterecek şekilde yere koyun ve bantları iki yana açın (1. resim).
2) Desteği ayağınızın üzerine çekin (2. resim).
3) İç kısımdaki bandı tutarak, yeterli ölçüde basınç uygulanana kadar ayak bileğinizin etrafına dolayın. Bandı, sardığınız kısma sıkıştırın (3. resim).
4) Desteği dengelemek adına diğer bandı tutun ve ayak bileğinizin etrafına dolayın. Bandı, sardığınız kısma sıkıştırın (4. resim).
5) Çorabı, desteğin üzerine çekin (5. resim).

Önemli Bilgiler

1) Bu ürünü lütfen dikkatle ve amacına uygun olarak kullanın. Ürün üzerinde uygunsuz değişiklikler yapmayın.
2) Ürünün kullanımı hakkındaki sorularınız için lütfen yerel tedarikçiniz.

3) SBR/neopren içeren ürünü, aralıksız olarak 3-4 saatten fazla kullanmayın.

4) Isı alerjisine eğiliminiz varsa SBR/neopren içeren ürün kullanmamanızı tavsiye ederiz.

5) Ürünü açık alevlere, közlere ve diğer ısı kaynaklarına yaklaştırmayın. 120 °C/248 °F üzeri ısılardan uzak tutun.

6) İşlevini yitirmiş, eskimiş veya hasar görmüş bir ürünü kullanmayı sürdürmeyin.

Yıkama Talimatları

1) 40 °C (104 °F) sıcaklıktaki ılık suda, benzer renklerle yıkayın.
2) Çamaşır filesi veya ağı kullanın.
3) Ürünü ıslakken yayarak açın ve havayla kuruması için bırakın.
4) Ürünü, ürün bakım etiketinde yer alan bakım talimatlarına uygun şekilde, düzenli olarak temizleyin.
5) Tüm cirt cirt bantları kapatın.
6) Velcro bantlara sahip ürünlerde arada sırada kir/toz temizliği yapılmalıdır.

Beden seçimi

1) Ambalajda bulunan adımları takip ederek ölçüleri alın.
2) Desteğin bedenini belirleyin (bkz. beden tablosu).

İmha

Ürünü, ulusal düzenlemelere uygun olarak imha edin.

Malzeme

Kılıf: poliamit, elasthan (bkz: tekstil etiketi)

Sabitleyici: etilen vinil asetat (EVA)

(BS)	Kako koristiti vaš novi Rehband Support 127* (7761*) <p><i>* različite boje, veličine, debljine, strane</i></p>
-------------	--

Funkcija

Daje podršku, kompresiju i toplotu zglobu gležnja. Povećava cirkulaciju krvi, smanjuje pritisak i poboljšava koordinaciju mišića u tom području. Stabilizuje područje zgloba.

Primjena

1) Podignite podlogu na pod, sa strelicom koja je usmjerena prema naprijed i trakama na stranama (sl. 1).
2) Povucite podlogu preko stopala (sl. 2).
3) Uzmite unutrašnji remen i napravite petlju oko gležnja sa željenim pritiskom. Pričvrstite remen na petlju (sl. 3).
4) Uzmite drugi remen i napravite petlju oko gležnja kako biste stabilizirali potporu. Pričvrstite remen na petlju (sl. 4).
5) Povucite čarapu preko podloge (sl. 5).

Važne informacije

1) Koristite ovaj proizvod pažljivo i samo za njegovu namjenu. Nemojte praviti nikakve neodgovarajuće promjene na proizvodu.
2) Ako imate pitanja u vezi primjene, obratite se lokalnom dobavljaču.
3) Ne nosite proizvode sa SBR / neoprenom na više od 3-4 sata bez prekida.
4) Savjetujemo Vam da ne koristite proizvod koji sadrži SBR/neopren u slučaju da ste alergični na toplinu.
5) Držite dalje od otvorenog plamena, žeravice i drugih izvora topline. Izbjegavajte temperature iznad 120 °C/248 °F.
6) Nemojte nastaviti koristit proizvod koji više nije funkcionalan ili koji je istrošen ili oštećen.

Upute za pranje

1) Perite u toploj vodi na 40 °C (104 °F) sa sličnim bojama.
2) Koristite vrećicu ili mrežu za veš.
3) Rastegnite proizvod dok je mokar i ostavite da se osuši na zraku.
4) Čistite uređaj redovno prema uputama za njegu na etiketi proizvoda.
5) Pričvrstite sve čičak trake.
6) Proizvodi sa čičak zatvaračima zahtijevaju povremeno uklanjanje prljavštine/prasine.

Odobir veličine

1) Obavite mjerenja u skladu sa uputama na pakiranju.
2) Odredite veličinu potpore (vidi veličnu grafikona).

Odlaganje

Odložite proizvod u skladu s nacionalnim propisima.

Materijal

Korice: poliamid elasthan (vidi oznaku na tekstilu)

Stabilizator: etilen-vinil acetat (EVA)

(KO)	귀하의 새 Rehband 지지대 사용법 127* (7761*) <p><i>* 다른 색상, 사이즈, 두께, 측면</i></p>
-------------	--

기능

발목 관절을 지지, 압박하고 따뜻하게 해줍니다. 이 부위에서 피의 순환을 증가시키고, 압력을 완화하고, 근육공동작용을 개선합니다. 부위를 안정시킵니다.

사용방법

1) 내부 화살표가 앞으로 향하고 스트랩들을 가장자리로 향하게 해서 보조기를 바닥에 놓으세요. (그림 1)
2) 보조기를 발 위로 당기세요 (그림 2)
3)내부 스트랩을 가져와 적당하게 압력을 가해 발목 주위에 고리를 만드세요. 스트랩을 고리에 고정시키세요.(그림3)
4)다른 스트랩으로 발목 주위에 고리를 만들어 보조기를 안정시키세요. 스트랩을 고리에 고정시키세요.(그림 4)
5)스타킹을 보조기 위로 당기세요.(그림 5)

주의 사항

1) 이 제품을 원래 용도로만 신중히 사용하십시오. 제품을 부적절하게 변형해서는 안됩니다.
2) 사용에 대한 문의 사항이 있는 경우 지역 판매점.
3) 합성 고무(SBR)/네오프렌 제품을 3~4시간 이상 연속하여 착용하지 마십시오.
4) 열 알레르기 증상이 있는 경우 합성 고무(SBR)/네오프렌이 포함된 제품을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
5) 제품을 화염 또는 불 및 다른 열 공급원으로부터 멀리 떨어진 곳에서 사용하십시오. 120°C/ 248°F 이상의 온도는 피하여 주십시오.
6) 더 이상 효과가 없거나 마모 또는 손상된 제품은 계속 사용하지 마십시오.

세탁 지침

1) 비수한 객상의 세탁물과 함께 40 °C (104°F)의 따뜻한 물에 세탁하십시오.
2) 세탁망 주머니 또는 세탁 그물망을 사용하십시오.
3) 젖은 상태에서 제품을 곧게 펴서 자연 건조시키십시오.
4) 제품 큐브 표시의 지침을 따라 제품을 정기적으로 세탁하십시오.
5) 모든 벨크로 클로저를 고정하여 세탁하십시오.
6) 벨크로가 있는 제품은 매때로 먼지 및 이물질을 제거하여 주십시오.

크기 선택

1) 포장에 표시된 지시대로 측정하십시오.
2) 보호대 사이즈를 선택하십시오(크기 도표 참조).

폐기 처리

국가의 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.

재질

커버: 폴리아미드,엘라스테인(섬유 재질 라벨 참조)
안정 장치: 에틸렌-비닐 아세테이트(EVA)

(JA)	新しいRehband Supportの使い方 127* (7761*) <p><i>*異なる色、サイズ、厚さ、サイド</i></p>
-------------	---

機能

足首関節をサポートし、圧縮し、温めます。血液の循環を増加させ、重圧を軽減し、その部位の筋肉調整を改善します。関節部位を安定させます。

適用

1) サポートを矢印が示している内側前方に向けを床に置き、ストラップを両側にします (写真1)
2) 足の上にサポートを引っぱります (写真2)
3) 内側のストラップを持って、足首の周りに希望する圧力で巻きつけます。ストラップを巻きつけた部分に固定します (写真3)。
4) もう一方のストラップを持って足首に巻きつけ、サポートを安定させます。ストラップを巻きつけた部分に固定します (写真4)
5) ストッキングをサポートの上に引き上げます (写真4)

重要な情報

1) 本製品は慎重に使用し、意図された目的のためにのみ使用してください。製品に不適切な変更を加えないでください。
2) 適用に関する質問がある場合は、お近くの販売店。
3) 3～4時間以上継続して、SBR /ネオプレン製の本製品を着用しないでください。
4) 熱アレルギーを起こす傾向がある場合は、SBR /ネオプレンを含む製品を使用しないことをお勧めします。
5) 直火、残り火、他の熱源から離して保管してください。120°C/ 248°Fを超える温度を避けてください。
6) 機能しなくなったり、磨耗したり破損したりした製品を使用し続けしないでください。

洗濯表示

1) 類似した色のものと共に40°C (104°F) のぬるま湯で洗ってください。
2) ランドリーバッグまたはネットを使用してください。
3) 濡れた状態で製品を伸ばし、エアードライしてください。
4) 製品取り扱い表示ラベルの注意事項に従って、製品を定期的に洗浄してください。
5) すべてのベルクロクロージャ を締めてください。

6) Velcro ファスナーが付いた製品は、ときどき汚れ/埃を取り除く必要があります。

サイズの選択

1) パッケージ上に記載されている指示に従って測定してください。
2) サポートのサイズを決定してください (サイズ表を参照)。

廃棄

国の法律に従って廃棄してください。

素材

カバー：ポリアミド、エラストン（繊維ラベル参照）

スタビライザー：エチレン酢酸ビニルコポリマー（EVA）

(ID)	Cara menggunakan Rehband Support Anda yang baru 127* (7761*) <p><i>*ragam warna, ukuran, ketebalan, sisi</i></p>
-------------	---

Fungsi

Memberikan sokongan, tekanan dan kehangatan pada sendi pergelangan kaki. Melancarkan peredaran darah, meredakan ketegangan dan meningkatkan koordinasi otot di sekitar area pergelangan kaki. Menstabilkan area persendian pergelangan kaki.

Aplikasi

1) Letakkan penyangga di lantai, dengan tanda panah bagian dalam menunjuk ke depan, dan tali pengikat di bagian samping. (gbr. 1).
2) Pasang penyangga di bagian kaki (gbr. 2).
3) Ambil tali pengikat bagian dalam dan buat simpul mengelilingi pergelangan kaki dengan tingkat tekanan yang diinginkan. Kencangkan tali pengikat ke simpul. (gbr. 3).
4) Ambil tali pengikat lain dan buat simpul mengelilingi pergelangan kaki untuk menstabilkan penyangga, Kencangkan tali pengikat ke simpul. (gbr. 4).
5) Tarik kaus kaki hingga menutupi penyangga. (gbr. 5).

Informasi Penting

1) Gunakan produk ini dengan hati-hati dan hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan melakukan perubahan yang tidak tepat apa pun terhadap produk.
2) Jika anda memiliki pertanyaan seputar aplikasi, silakan hubungi dealer lokal.
3) Jangan menggunakan produk bersama SBR/neoprena secara terus-menerus selama lebih dari 3-4 jam.
4) Kami menganjurkan anda untuk tidak menggunakan produk yang mengandung SBR/neoprena jika memiliki kecenderungan alergi terhadap panas.
5) Jauhkan produk dari kobaran api terbuka, bara dan sumber panas lainnya. Hindari temperatur di atas 120 °C/248 °F.
6) Hentikan penggunaan produk yang sudah tidak berfungsi baik, robek atau rusak.

Petunjuk Pencucian

1) Cuci dengan air hangat pada temperatur 40 °C (104 °F) dengan pakaian lain yang memiliki warna serupa.
2) Gunakan kantong atau jaring pengaman cucian.
3) Rentangkan produk di saat basah dan biarkan mengering.
4) Bersihkan produk secara berkala sesuai petunjuk perawatan yang tertera pada label petunjuk perawatan.
5) Kencangkan semua tali pengikat velcro.
6) Produk dengan pengikat velcro memerlukan pembersihan katoran/debu berkala.

Pemilihan ukuran

1) Lakukan pengukuran sesuai petunjuk pada kemasan.
2) Tentukan ukuran yang didukung (lihat tabel ukuran).

Pembuangan

Pembuangan produk sesuai dengan peraturan nasional.

Bahan

Sarung pelindung: poliamida, elasthan (lihat label tekstil)

Stabilisator: etilena-vinil asetat (EVA)

(ZH)	如何使用您的新 Rehband 支撑器材 127* (7761*) <p><i>*不同的颜色、尺寸、厚度、侧面</i></p>
-------------	--

功能

支撑、压缩并温暖踝关节。促进血液循环、消减压 力并提高该区域的肌肉协调。稳定关节

应用

1) 将支撑置于地板上，箭头从里向前指，带子在两边 (图1)。
2) 将支撑拉到脚另一边 (图2)。
3) 握住内侧带子，绕着踝部打个环，达到想要的压力状态。将带子固定到环上 (图3)。
4) 握住另一侧的带子，绕着踝部打个环，稳定支撑。将带子固定到环上 (图4)。
5) 将长袜套在支撑上 (图4)。

重要信息

1) 使用此产品时要小心，仅能用于预期使用目的。不要对产品进行任何不当改变。
2) 如果您有关于应用方面的问题，请联系您的当地经销商。
3) 不要连续穿戴含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品超过 3-4小时。
4) 我们建议您在有热过敏倾向时不要使用含有丁苯橡胶/氯丁橡胶的产品。
5) 使产品远离明火、灰烬或其它热源。避开温度高于 120°C/ 248°F 处。
6) 不要继续使用功能失效、磨损或损坏的产品。

洗涤说明

1) 40 °C （104°F）水温洗涤，近色可共洗。
2) 使用洗衣袋或网。
3) 在湿的状态下拉展产品，使其自然风干。
4) 按照产品使用须知标签上的使用说明定期清洁产品。
5) 扣紧所有维可牢尼龙搭扣。
6) 带魔术贴的产品需要定期去污/除尘。

尺寸选择

1) 按照包装上的说明进行测量。
2) 确定支撑的尺寸（见尺寸表）。

处理

按照国家规定对产品进行 丢弃 处理。

材料

覆盖物：聚酰胺、弹性纤维（见布标）

稳定剂：乙烯 - 乙酸乙烯酯 (EVA)



REH BAND LIMITED

CY, 8876, Paphos, Kinousa, Kinousa
info@rehband.com • www.rehband.com

