

How to use your new Rehband QD Knitted Elbow-Sleeve – 6906*

*different sizes



EN

Material

Polyamide, polyester/bamboo charcoal, spandex

Application

1. Put the support on the elbow.
2. Adjust the strap below the elbow.

Important Information

- 1) If you have questions regarding application, please contact your local dealer.
- 2) The product is not flameproof, avoid temperature above 120°C/248°F.
- 3) The function of the product must not be changed or compromised, the product should only be used for its original.
- 4) The product is made for possible all day use. For your safety though, see point 5.
- 5) If you are allergic to heat, we advise you to not use the product for more than 3-4 hours at a time.
- 6) Ensure that the support / orthosis is not over-tightened to avoid risk of local pressure and constriction of blood vessels and nerves. Verify the correct positioning and fit of the support / orthosis.
- 7) Do not use the product on more than one patient to avoid Skin irritation, formation of eczema or infections.

Washing Instructions

- 1) Close all Velcro.
- 2) Mesh laundry bag is recommended.
- 3) Stretch product while wet and let dry.

Liability

The manufacturer's warranty applies only if the device has been used under the conditions and for the purposes described. The manufacturer recommends that the device be used and maintained according to the instructions for use.

SE

Material

Polyamid, polyester/bamboo charcoal, spandex

Applicering

1. Placera bandaget på armbågen.
2. Justera bandet under armbågen.

Viktiga anvisningar

- 1) Om du är osäker över applicering, kontakta inköpsställe.
- 2) Produkten är inte flamskyddsbehandlad. Undvik temperaturer överstigande 120°C/248°F.
- 3) Ursprunglig funktion får inte ändras.
- 4) Produkten är avsedd att kunna användas hela dagen. För din säkerhet, se dock punkt 5.
- 5) Om du är överkänslig mot värme rekommenderas att produkten inte används mer än 3-4 timmar i sträck.
- 6) Se till att stödet inte sitter åt för hårt för att undvika tillklämning av blodkärl och nerver. Kontrollera att stödets placering och passform är korrekt.
- 7) Stödet bör enbart användas av en brukare för att undvika hudirritationer, uppkomst av eksem eller infektioner.

Tvättinstruktion

- 1) Stäng alla kardborrespännen.
- 2) Använd med fördel tvättpåse.
- 3) Sträckes i vått tillstånd och torka.

Ansvar

Tillverkaren ansvarar endast för produkten om den använts enligt angivna villkor och för det avsedda ändamålet. Tillverkaren rekommenderar att produkten hanteras fackmässigt och sköts enligt anvisningen.

DK

Materialer

Polyamid, polyester/bambuskul, spandex

Applicering

1. Placer bandagen på albuen.
2. Juster båndet under albuen.

Vigtige anvisninger

- 1) Hvis du er usikker omkring påsætningen, skal du kontakte forhandleren.
- 2) Produktet er ikke flammebeskyttelsesbehandlet. Undgå temperaturer, der overstiger 120° C/248° F.
- 3) Den oprindelige funktion må ikke ændres.
- 4) Produktet er beregnet til at kunne anvendes hele dagen. Af hensyn til din sikkerhed henvises dog til pkt. 5.
- 5) Hvis du er overfølsom over for varme, anbefales det, at produktet ikke anvendes i mere end 3-4 timer i træk.
- 6) Bandagen må ikke sidde for stramt omkring leddet. Hvis ortosen sidder for stramt, kan det medføre lokale tryksymptomer og afklæmning af blodkar/nerver. Kontroller, at ortosen sidder korrekt og at pasformen føles behagelig og korrekt.
- 7) Produktet er tænkt til personligt brug og ikke mere end til én patient for at undgå hudirritationer, eksem eller infektioner.

Vaskeanvisning

- 1) Luk alle velcrospænder.
- 2) Der kan med fordel anvendes en vaskepose.
- 3) Strækkes i våd tilstand og lades tørre.

Ansvar

Producentens garanti gælder kun, hvis produktet er blevet anvendt under de angivne forhold og til de påtænkte formål. Producenten anbefaler, at produktet anvendes og vaskes i henhold til anvisningerne.

FI

Materiaali

Polyamidi, polyesteri/bambu hiilikuitu, spandex

Pukeminen

1. Aseta side kynnärpäähän.
2. Säädä kynnärpään alapuolinen nauha.

Tärkeitä ohjeita

- 1) Jos et ole varma kiinnitystavasta, ota yhteys tuotteen ostopaikkaan.
- 2) Tuote ei ole palosuojattu. Vältä lämpötiloja, jotka ylittävät 120° C / 248°F.
- 3) Tuotteen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei saa muuttaa.
- 4) Tuote on tarkoitettu käytettäväksi koko päivän. Katso kuitenkin turvallisuutesti vuoksi kohta 5.
- 5) Jos olet lämpöherkkä, tuotetta ei suositella käytettäväksi yhtäjaksoisesti pitempään kuin 3–4 tuntia.
- 6) Varmista että ortoosi ei ole puettu liian tiukasti pistepaineen sekä verisuonten että hermojen puristuksen välttämiseksi. Tarkista ortoosin oikea sijainti ja istuvuus.
- 7) Älä käytä ortoosia useammalla kuin yhdellä potilaalla ihon ärtymisen, ihottuman tai infektiotestin välttämiseksi.

Pesuohje

- 1) Sulje kaikki tarrakiinnitykset.
- 2) Käytä mieluiten pesupussia.
- 3) Oiotaan kosteana ja jätetään kuivumaan.

Vastuu

Valmistajan takuu on voimassa vain mikäli tuotetta on käytetty ohjeen mukaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksessa. Valmistaja suosittelee tuotteen käyttöä ja huoltoa käyttöohjeen mukaisesti.

DE

Material

Polyamid, Polyester/Bambuskohle, Spandex

Anwendung

1. Legen Sie die Bandage am Ellenbogen an.
2. Verstellen Sie das Band unter dem Ellenbogen.

Wichtige Hinweise

- 1) Bei Unsicherheiten in der Anwendung kontaktieren Sie den Händler.
- 2) Das Produkt ist nicht flammenschutzbehandelt. Vermeiden Sie Temperaturen von mehr als 120°C.
- 3) Die eigentliche Funktion darf nicht verändert werden.
- 4) Das Produkt ist für ein ganztägiges Tragen ausgelegt. Zu Ihrer Sicherheit, siehe Punkt 5.
- 5) Bei Überempfindlichkeit gegenüber Wärme sollte das Produkt nicht länger als 3 bis 4 h am Stück getragen werden.
- 6) Achten Sie darauf, dass die Bandage nicht zu fest sitzt, damit keine Blutgefäße oder Nerven abgeklämmt werden. Kontrollieren Sie, ob Bandagenposition und -passform korrekt sind.
- 7) Die Bandage darf nur von einem Benutzer verwendet werden, um Hautirritationen, Ekzeme oder Infektionen zu vermeiden.

Wasch- und Pflegehinweise

- 1) Schließen Sie alle Klettverschlüsse.
- 2) Verwenden Sie vorzugsweise ein Wäschenetz.
- 3) Strecken Sie das Produkt in feuchtem Zustand und lassen Sie es trocknen.

Haftung

Der Hersteller übernimmt nur dann eine Produkthaftung, wenn das Produkt gemäß den angegebenen Bedingungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet wurde. Der Hersteller empfiehlt einen fachgemäßen Umgang entsprechend der Anweisungen.



CZ

Material

Polyamid, polyester/bambusové uhlí, spandex

Použití

1. Položte ortézu na loket.
2. Utáhněte popruh pod loktem.

Důležité informace

- 1) Pokud máte otázky týkající se použití, obraťte se prosím na místního zástupce.
- 2) Výrobek není nehořlavý, nevystavujte jej teplotám nad 120 °C.
- 3) Funkčnost výrobku nesmí být změněna nebo omezena.
- 4) Způsob výroby umožňuje každodenní používání výrobku. Kvůli své bezpečnosti se však seznamte s bodem 5.
- 5) Pokud máte alergii na teplo, nedoporučujeme výrobek používat déle než 3–4 hodiny najednou.
- 6) Zkontrolujte, zda není ortéza příliš utažená, aby nevzniklo riziko lokálního tlaku a stažení krevních cév a nervů. Ověřte správnou velikost a umístění ortézy.
- 7) Aby nedošlo k podráždění kůže, vzniku ekzému nebo infekcí, používejte výrobek pouze u jednoho pacienta.

Pokyny k prání

- 1) Zapněte všechny suché zipy.
- 2) Doporučuje se použít síťovaný prácí sáček.
- 3) Napněte výrobek, když je vlhký, a nechte jej vyschnout.

Záruka

Záruka výrobce platí pouze pokud bylo zařízení používáno za popsaných podmínek a k popsaným účelům. Výrobce doporučuje řídit se při používání a údržbě zařízení pokyny v návodu k použití.

FR

Matériaux

Polyamide, polyester/charbon de bambou, spandex

Application

1. Placer la coudière sur le coude.
2. Régler la bande sous le coude.

Consignes importantes

- 1) En cas de doutes quant à l'application, contacter le revendeur.
- 2) Ce produit n'a pas subi de traitement ignifuge. Éviter toute température supérieure à 120 °C/248 °F.
- 3) La fonction d'origine ne doit pas être modifiée.
- 4) Le produit est conçu pour être utilisé toute la journée. Pour la sécurité de l'utilisateur, voir le point 5.
- 5) En cas d'ipersensibilité à la chaleur, nous recommandons de ne pas utiliser le produit plus de 3-4 heures de suite.
- 6) Veiller à ce que le produit ne soit pas trop serré afin d'éviter de comprimer des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Contrôler que le produit est mis en place correctement et à l'endroit approprié.
- 7) Le produit ne doit être porté que par un seul utilisateur afin d'éviter l'apparition d'irritations cutanées, d'eczéma ou d'infections.

Instructions de lavage

- 1) Fermer toutes les bandes velcro.
- 2) Utiliser de préférence un filet de lavage.
- 3) Étirer humide et sécher.

Responsabilité

Le fabricant assume la responsabilité du produit uniquement s'il est utilisé conformément aux conditions indiquées et pour la fonction prévue. Le fabricant recommande de manipuler le produit de manière professionnelle et de l'entretenir conformément aux instructions.

IT

Materiali

Poliamide, poliestere/carbone di bambù, spandex

Applicazione

1. Posizionare il bendaggio sul gomito.
2. Regolare la fascetta sotto il gomito.

Indicazioni importanti

- 1) Per qualsiasi dubbio sull'applicazione, rivolgersi al punto vendita.
- 2) Il prodotto non è stato sottoposto a trattamento ignifugo. Evitare temperature superiori a 120°C.
- 3) Utilizzare il prodotto esclusivamente per gli usi previsti.
- 4) Il prodotto può essere portato tutto il giorno. Per la sicurezza personale, vedere tuttavia il punto 5.
- 5) In caso di ipersensibilità al calore, si raccomanda di non utilizzare il prodotto per più di 3-4 ore consecutive. Per prevenire la compressione di vasi sanguigni e nervi, evitare di stringere eccessivamente il sostegno. Controllare che il sostegno sia posizionato e aderisca correttamente.
- 6) Per evitare irritazioni cutanee, eczemi o infezioni, si sconsiglia di utilizzare lo stesso sostegno per più pazienti.

Istruzioni per il lavaggio

- 1) Chiudere tutti i velcro.
- 2) Se disponibile, utilizzare un sacchetto per lavaggio.
- 3) Tendere il prodotto mentre è ancora umido e lasciarlo asciugare naturalmente.

Responsabilità

Il produttore risponde del prodotto solo se utilizzato nel rispetto delle istruzioni fornite e per gli usi previsti. Il produttore raccomanda di utilizzare e gestire il prodotto a regola d'arte come indicato nelle istruzioni.

NL

Material

Polyamide, polyester/bamboo charcoal, spandex

Aanbrengen

1. Plaats de brace op de elleboog.
2. Stel de brace onder de elleboog.

Belangrijke voorschriften

- 1) Als u onzeker bent over het aanbrengen, neem dan contact op met de inkooplocatie.
- 2) Het product is niet vuurvast. Vermijd temperaturen hoger dan 120°C/248°F.
- 3) De oorspronkelijke functie mag niet worden gewijzigd.
- 4) Het product is bestemd voor warmte, adviseer wij u het product niet langer dan 3-4 uur achter elkaar te gebruiken. Let op dat de steun niet te strak zit om te vermijden dat bloedvaten en zenuwen bekneld raken. Let op dat de plaats en de pasvorm van de steun in orde zijn.
- 5) De steun mag slechts door één persoon worden gebruikt om te voorkomen dat er huidirritaties, eczeem of infecties optreden.

Wasvoorschriften

- 1) Sluit alle klittenbandjes.
- 2) Gebruik bij voorkeur een waszakje.
- 3) In natte staat oprekken en laten drogen.

Aansprakelijkheid

De fabrikant is uitsluitend aansprakelijk voor het product als dat volgens de genoemde voorwaarden en voor het bestemde doel is gebruikt. De fabrikant adviseert om het product professioneel te gebruiken en het volgens de voorschriften te onderhouden.

PL

Material

Poliamid, poliester/węgiel bambusowy, spandex

Stosowanie

1. Umieścić opaskę na łokciu.
2. Wyregulować pasek poniżej łokcia.

Ważne informacje

- 1) W razie pytań dotyczących właściwego stosowania produktu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
- 2) Produkt nie jest ognioodporny; należy unikać temperatury powyżej 120°C/248°F.
- 3) Nie wolno zmieniać lub pogarszać cech funkcjonalnych produktu.
- 4) Produkt można stosować przez cały dzień. Należy jednak zapoznać się z treścią punktu 5, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.
- 5) Osoby wrażliwe na ciepło nie powinny każdorazowo korzystać z produktu dłużej niż 3–4 godziny.
- 6) Należy upewnić się, że opaska/ściągacz nie są założone za ciasno, ponieważ może to powodować lokalne zwięźlenie światła naczyń krwionośnych i uciskanie nerwów. Należy sprawdzić prawidłowe ustawienie i dopasowanie opaski/ściągacza.
- 7) Nie wolno stosować produktu u więcej niż jednego pacjenta, ponieważ może to prowadzić do podrażnienia skóry, egzemy lub infekcji.

Instrukcje mycia

- 1) Zapiąć wszystkie rzepy.
- 2) Zaleca się stosowanie woreczka do prania.
- 3) Rozłożyć wilgotny produkt i pozostawić do wysuszenia.

Odpowiedzialność

Producent udziela gwarancji tylko na wyroby stosowane zgodnie z przeznaczeniem i podanymi warunkami. Producent zaleca stosowanie i konserwację wyrobu zgodnie z instrukcją obsługi.

RU

Материал

Полиамид, полиэфир/бамбуковый уголь, спандекс

Применение

1. Наложите ортез на локтевой сустав.
2. Отрегулируйте ремешок под локтем.

Важная информация

- 1) В случае возникновения вопросов о применении, обращайтесь к местному дилеру.
- 2) Изделие не огнестойкое, избегайте температур выше 120°C/248°F.
- 3) Не допускается изменять функциональные особенности изделия.
- 4) Изделие можно использовать в течение всего дня. Обратите внимание на предостережение в пункте 5.
- 5) В случае аллергии на тепло не рекомендуется использовать это изделие в течение более 3-4 часов без перерыва.
- 6) Не затягивайте ортез слишком сильно, чтобы предотвратить местное сдавливание и пережатие кровеносных сосудов и нервов. Проверьте правильное расположение и прилегание ортеза.
- 7) Не используйте изделие на нескольких пациентах, чтобы предотвратить раздражение кожи, появление экземы или передачу инфекций.

Инструкции по стирке

- 1) Застегните все липучки.
- 2) Рекомендуется использовать сетчатый мешок для белья.
- 3) Влажное изделие растяните и просушите.

Ответственность

Гарантия производителя действует только в том случае, если изделие использовалось в соответствии с условиями и назначением, описанными в настоящем документе. Производитель рекомендует использовать и обслуживать изделие в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

ES

Material

Poliamida, poliéster/carbón de bambú, elastano

Aplicación

1. Colocar la venda en el codo.
2. Ajustar la correa debajo del codo.

Instrucciones importantes

- 1) Si no está seguro sobre la aplicación, póngase en contacto con el punto de venta.
- 2) El producto no tiene tratamiento retardante de llama. Evitar temperaturas mayores de 120 °C/248 °F.
- 3) La función original no debe modificarse.
- 4) El producto ha sido concebido para poder ser utilizado durante todo el día. No obstante, por su seguridad, le pedimos que lea el apartado 5.
- 5) Si es hipersensible al calor, le recomendamos que no use el producto más de 3-4 horas seguidas.
- 6) Compruebe que el soporte no esté demasiado apretado para evitar la compresión de los vasos y nervios. Compruebe que la posición y el ajuste del soporte sean correctos.
- 7) El soporte sólo debe ser utilizado por el usuario para evitar irritaciones en la piel, la aparición de eccema o infecciones.

Instrucciones de lavado

- 1) Cerrar todos los cierres de velcro.
- 2) Se recomienda usar una bolsa para lavar ropa fina.
- 3) Estirar en estado húmedo y secar.

Responsabilidad

El fabricante sólo es responsable del producto si el mismo se ha utilizado de acuerdo con las condiciones indicadas y con el uso previsto. El fabricante recomienda manejar el producto de manera profesional y cuidarlo de acuerdo con las instrucciones.

