

How to use your new Rehband QD Gel-Insole – 207806-01*

*different sizes



EURO	UK	US MEN	US WOMEN	MONDO-POINT
35-36	2-3.5	3.5-4.5	4-5.5	22-22.5
37-38	4-5.5	5-6.5	6-7.5	23.5-24
39-40	6-7.5	7-7.5	8-9.5	25-25.5
41-42	8-9.5	8-9.5	10-11.5	26.5-27
43-44	10-11.5	10-11.5	12-13.5	28-28.5
45-46	12-12.5	12-13	14-15.5	29.5-30.5
47-48	13-14.5	14-15	16-17	31-32

(EN)

Gel-Insole 2078* (*-different sizes)

Application: Position the product within the shoe underneath the foot with the textile side up.

Precautions:

- Use the product only for its intended purpose without modifying it.
 - Application related questions should be addressed to the dealer.
 - Use the product in flat shoes and in pairs, also it is recommended to wear socks.
 - Do not continue using a visually damaged product.
 - To avoid abrasion remove any sand/gravel from the shoe.
 - The product is not flameproof. Avoid heat that exceeds 120°C/248°F.
 - Product estimated life span is up to 6 months of everyday use.
 - Each product should only be worn by one user.
- Maintenance:** 30°C hand wash. No washing powder. Store in a cool and dry place. Keep from direct sunlight.

Materials used: Polyurethane gel, 100% polyester.

Disposal: Dispose in accordance with national regulations.

(DE)

Die Gel-Einlegesohle 2078* (*-unterschiedliche Größen)

Anwendung: Positionieren Sie das Produkt im Schuh unter dem Fuß mit der Textileseite nach oben.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Anwendungsbezogene Fragen sind an den Händler zu richten.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und ohne es zu verändern.
- Verwenden Sie das Produkt in flachen Schuhen und paarweise. Es wird auch empfohlen, Socken zu tragen.
- Verwenden Sie ein sichtbar beschädigtes Produkt nicht weiter.
- Um Abrieb zu vermeiden, entfernen Sie Sand und Kies aus dem Schuh.
- Das Produkt ist nicht feuerfest. Vermeiden Sie Hitze über 120°C/248°F.
- Die geschätzte Lebensdauer des Produkts beträgt bis zu 6 Monaten bei täglichem Gebrauch.
- Jedes Produkt sollte nur von einem Benutzer getragen werden.

Instandhaltung: 30°C Handwäsche. um die Haftung zu reaktivieren. Kein Waschmittel. Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Verwendete Materialien: Polyurethan-Gel, 100% Polyester.

Entsorgung: Gemäß den nationalen

Vorschriften entsorgen.

(FI)

Geelipohjallinen 2078* (* – eri kokoja)

Varoitus:

- Käytä tuotetta vain määrätarkoitukseen ja älä tee siihen muutoksia.
- Käyttöön liittyvät kysymykset tulee osoittaa jälleenmyyjälle.
- Käytä tuotetta matalakorkoisissa kengissä ja samanaikaisesti molemmissa kengissä. Suositamme, että käytät sukkaa.
- Lopeta silmämääräisesti vahingoittuneen tuotteen käyttö.
- Vältä abraasiota poistamalla kengästä hiekan/soran.
- Tuote ei ole palonkestävä. Vältä yli 120 °C:n lämpötiloja.
- Tuotteen arvioitu käyttöikä on enintään 6 kuukautta päivittäistä käyttöä.
- Kunkin tuotteen tulisi olla vain yhden henkilön käytössä.

Hoito Käsinpesu 30 °C:ssa. Älä käytä pesujauhetta. Säilytä kuivassa viileässä paikassa. Suoja suoralta auringonvalolta.

Materiaalikoostumus Polyuretaanigeeli, 100 % polyesteriä.

Hävittäminen Hävitä tuote kansallisten määräysten mukaan.

(DA)

The Gel-Insole 2078* (*-forskellige størrelser)

Anvendelse: Placer produktet i skoen under foden med tekstilsiden opad.

Forholdsregler:

- Anvend kun produktet til sit formål, uden at ændre på det.
- Spørgsmål angående anvendelse bør rettes til forhandleren.
- Anvend produktet i flade sko og parvis. Det anbefales også at bruge strømper.
- Fortsæt ikke med at anvende et produkt, som du kan se er defekt.
- Fjern alt sand eller grus fra skoen for at undgå, at produktet gnaver.
- Produktet er ikke flammesikkert. Undgå varme over 120°C.
- Produktets forventede levetid ved anvendelse hver dag er 6 måneder.
- Det enkelte produkt bør kun anvendes af en og samme person.

Vedligeholdelse: Håndvaskes ved 30°C. Brug ikke vaskepulver. Opbevares tørt og køligt. Må ikke placeres i direkte sollys.

Anvendte materialer: Polyuretangel, 100% polyester.

Bortskaffelse: Bortskaffes i henhold til nationale regler.

(RU)

Гелевая стелька 2078* (* – различные размеры)

Наложение: Расположите продукт внутри обуви под ступней текстильной стороной вверх.

Меры предосторожности:

- Используйте продукт исключительно по назначению, не модифицируя его.
- Вопросы, связанные с использованием, должны быть адресованы торговому представителю.
- Используйте продукт с обувью на плоской подошве и в паре!
- Также рекомендуется надевать носки.
- Не следует продолжать использовать продукт с видимыми повреждениями.
- Во избежание стирания, удалите из обуви любой песок / мелкие камни.
- Продукт не является огнестойким.
- Следует избегать воздействия температуры, превышающей 120°C/248°F.
- Расчётный срок эксплуатации продукта составляет вплоть до 6 месяцев при каждодневном использовании.
- Каждый продукт должен использоваться только одним человеком.

Обслуживание: Ручная стирка при 30°C. Не следует использовать стиральный порошок. Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Используемые материалы: Полиуретановый гель, 100% полиэстер

Утилизация: Утилизировать в соответствии с национальными нормативами.

(SV)

The Gel-Insole 2078* (*-olika storlekar)

Användning: Placera produkten i skon under foten med textilsidan upp.

Försiktighetsåtgärder:

- Frågor rörande användning bör hänvisas till återförsäljaren.
- Använd produkten i skor utan klack och parvis. Det rekommenderas även att använda strumpor.
- Fortsätt inte att använda en produkt som du ser är defekt.
- Tag bort all sand eller grus från skon för att undvika skavsår.
- Produkten är inte flamsäker. Undvik värme över 120°C.
- Produktens förväntade livstid vid användning varje dag är 6 månader.
- Den enskilda produkten bör endast användas av en och samma person.

Underhåll: Handtvätta vid 30°C. Använd inte tvättpulver. Förvaras svalt och torrt. Får inte placeras i direkt solljus.

Använda material: Polyuretangel, 100% polyester.

Bortskaffande: Bortskaffas enligt nationella regler.

(NO)

Gel innleggssåle 2078* (*-forskjellige størrelser)

Applikasjon: Plasser produktet i skoen under foten med tekstilsiden opp.

Forholdsregler:

- Bruk produktet kun for det tiltenkte formål og uten å endre det.
- Spørsmål relatert til bruken skal stilles til forhandleren.
- Bruk produktet i flate sko og parvis. Det anbefales også å bruke sokker.
- Ikke fortsett å bruke et synlig skadet produkt.
- For å unngå slitasje, fjern eventuelt sand / grus fra skoen.
- Produktet er ikke flammesikkert. Unngå varme som overskrider 120 °C.
- Produktets estimerte levetid er opptil 6 måneder ved daglig bruk.
- Hvert produkt skal bare brukes av en bruker.
- **Vedlikehold:** 30 °C håndvask. Ikke benytt vaskepulver. Oppbevares på et kjølig og tørt sted. Oppbevares beskyttet fra direkte sollys.
- **Materialer** som er brukt ved fremstilling av produktet: Polyuretan gel, 100 % polyester.
- **Avhending:** Avhendes i henhold til nasjonale forskrifter.

(NL)

De Gel-steunzool 2078* (*-verschillende maten)

Aanbrengen: Plaats het product in de schoen onder de voet met de stoffen kant naar boven.

Aanwijzingen:

- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is, zonder er wijzigingen aan aan te brengen.
- Vragen met betrekking tot het aanbrengen dienen te worden gericht aan de dealer.
- Gebruik het product in platte schoenen en paarsgewijs.
- Ook wordt het aanbevolen om sokken te dragen.
- Maak niet langer gebruik van een zichtbaar beschadigd product.
- Verwijder om schaafwonden te voorkomen zand of steentjes uit de schoen.
- Het product is niet vlamvast. Voorkom verhitting boven de 120°C/248°F.
- De geschatte levensduur van het product is tot 6 maanden bij dagelijks gebruik.
- Elk product dient door slechts één gebruiker gedragen te worden.
- **Onderhoud:** 30°C handwas. Geen waspoeder. Op een koele, droge plaats bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht houden.
- **Gebruikte materialen:** Polyurethaangel, 100% polyester.
- **Afvalverwijdering:** Verwijdering volgens de nationale regelgeving.



How to use your new Rehband QD Gel-Insole – 207806-01*

*different sizes

(FR)

La Semelle en gel 2078* (*-différentes tailles)

Application : Placez le produit dans la chaussure sous le pied avec la face textile vers le haut.

Précautions:

- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues sans le modifier.
- Les questions liées à l'application du produit devraient être adressées au revendeur.
- Utilisez le produit dans des chaussures à talon plat et par paire. Il est également recommandé de porter des chaussettes.
- Arrêtez l'utilisation d'un produit visiblement abîmé.
- Pour éviter les abrasions, retirez tout sable/gravier de la chaussure.
- Le produit n'est pas inflammable. Évitez les chaleurs excédant 120 °C/248 °F.
- La durée de vie estimée du produit peut aller jusqu'à 6 mois d'utilisation quotidienne.
- Chaque produit ne devrait être porté que par un seul utilisateur uniquement.

Entretien : Lavage à la main à 30 °C. Pas de lessive en poudre. Stocker au frais et au sec. Garder hors de la lumière directe du soleil.

Matériaux utilisés : Gel en polyuréthane, 100 % polyester.

Élimination : Éliminez conformément à la réglementation nationale.

(EL)

H Gel Insole 2078 * (* διαφορετικά μεγέθη)

Εφαρμογή: Τοποθετήστε το προϊόν μέσα στο παπούτσι κάτω από το πόδι με την πλευρά του υφάσματος προς τα επάνω.

Προφυλάξεις:

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για την σκοπούμενη χρήση του και χωρίς να το τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο.
- Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή πρέπει να απευθύνονται στον αντιπρόσωπο.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε επίπεδα παπούτσια και σε ζευγάρια. Συνιστάται επίσης να φοράτε κάλτσες.
- Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε προϊόν που έχει υποστεί ζημία.
- Για να αποφύγετε την τριβή, αφαιρέστε τυχόν άμμο/χαλίκια από το παπούτσι.
- Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στη φλόγα.

Αποφύγετε θερμότητα που υπερβαίνει τους 120°C/248°F.

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος είναι έως 6 μήνες καθημερινής χρήσης.

Κάθε προϊόν πρέπει να φοριέται μόνο από έναν χρήστη.

Συντήρηση: Πλύση στο χέρι στους 30°C. Όχι σκόνη πλυσίματος. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Υλικά που χρησιμοποιούνται: Ζελέ πολυουρεθάνης, 100% πολυεστέρα.

Απόρριψη: Απορρίψτε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

(ES)

La Plantilla de Gel 2078 * (* -diferentes tamaños)

Aplicación: Ponga el producto en el zapato con el lado de tela hacia arriba.

Precauciones:

- Use el producto sólo para su propósito previsto y sin modificarlo.
- Hable con si distribuidor si tiene preguntas sobre la aplicación.
- Use el producto en zapatos planos y en los dos pies. También se recomienda usar calcetines.
- No continúe usando un producto visualmente dañado.
- Para evitar la abrasión, retire la arena/grava del zapato.
- El producto no es a prueba de fuego. Evite el calor que exceda los 120° C/248° F.
- La vida útil estimada del producto es de hasta 6 meses de uso diario.
- Cada producto solo debe ser usado sólo por un usuario.

Mantenimiento: Lavado a mano a 30 °C. No use detergente. Guárdese en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.

Materiales utilizados: Gel de poliuretano, 100% poliéster.

Eliminación: Deséchelas según las regulaciones nacionales.

(LT)

Gelinis vidpadis 2078* (* skirtingų dydžių)

Naudojimas. Gaminį dėkite į batą po pėda audinio puse aukštyn.

Atsargumo priemonės:

- Gaminį naudokite tik pagal paskirtį ir jo nemodifikuokite.
- Su naudojimu susijusius klausimus reikia užduoti platintojui.
- Gaminį naudokite batuose lygiu padu. Taip pat rekomenduojama mūvėti kojines.
- Nenaudokite akivaizdžiai pažeisto gaminio.
- Kad gaminys nenutrintų, iš bato iškratykite smėlį / žvyrą.
- Gaminys nėra atsparus ugniai. Saugokite nuo karščio, kuris viršija 120 °C / 248 °F.
- Numatyta gaminio naudojimo trukmė – iki 6 mėnesių naudojant kasdien.
- Kiekvieną gaminį nešioti gali tik vienas naudotojas.

Priežiūra. Skalbkite rankomis 30 °C temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbimo miltelių. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos.

Naudojamos medžiagos. Poliuretano gelis, 100 % poliesteris.

Išmetimas. Išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių.

(IT)

La soletta in gel 2078* (*-diversi misure)

Applicazione: Posizionare il prodotto nella scarta, sotto il piede, con la parte in tessuto rivolta verso l'alto.

Precauzioni:

- Usare il prodotto solo per lo scopo previsto e senza apportare modifiche.
- Per domande relative all'applicazione, rivolgersi al rivenditore.
- Usare il prodotto con calzature piatte e in coppia. Si raccomanda di indossare le calze.
- Se un prodotto presenta danni visibili, interrompere l'uso.
- Per evitare abrasioni, rimuovere qualsiasi granello di sabbia/sassolino dalla scarpa.
- Il prodotto non è ignifugo. Evitare temperature superiori a 120°C/248°F.
- La vita stimata del prodotto è pari a 6 mesi di uso quotidiano.
- Ciascun prodotto dovrebbe essere usato da una sola persona.

Manutenzione: Lavare a mano a 30°C. Non usare detersivo in polvere. Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere dalla luce solare diretta.

Materiali usati: Gel di poliuretano, poliesteri 100%.

Smaltimento: Smaltire secondo le leggi in vigore.

(ET)

Geelsisetald 2078* (* – erinevad suurused)

Kasutamise. Asetage toode jalatsisse jalalaba alla, tekstiiliga külg ülespoole.

Ettevaatusabinõud:

- Kasutage toodet ainult sihtotstarbel ja seda muutmata.
 - Kasutamisega seotud küsimustega pöörduge müüja poole.
 - Kasutage toodet madala tallaga jalatsites ja paarina. Samuti on soovitatav kanda sokke.
 - Ärge jätkake nähtavalt kahjustatud toote kasutamist.
 - Hõõrdumise vältimiseks eemaldage jalatsist liiv/kruus.
 - Toode ei ole tulekindel. Väldige temperatuuri üle 120 °C / 248 °F.
 - Toote oodatav kasutusiga on igapäevasel kasutamisel kuni 6 kuud.
 - Iga toodet võib kanda ainult üks kasutaja.
- Hooldamine.** Käsipesu temperatuuril 30 °C. Ärge kasutage pesupulbrit. Hoiustage jahedas ja kuivas kohas. Kaitske otsese päikesevalguse eest.
- Kasutatud materjalid.** Polüuretaangeel, 100% polüester.
- Jäätmeäitlus.** Käideldge riiklike eeskirjade järgi.

(LV)

Gēla iekšzole 2078* (*- dažādas izmēri)

Lietošana: Izstrādājums jāievieto apavā zem pēdas ar auduma daļu uz augšu.

Piesardzības pasākumi:

- Izstrādājums lietojams tikai paredzētajam mērķim, un to nedrīkst mainīt.
 - Jautājumi par lietošanu adresējami izplatītājam.
 - Izstrādājums izmantojams apavos ar plakanu zoli un pa pāriem. Ieteicams arī valkāt zeķes.
 - Neturpiniet lietot izstrādājumu, kas izskatās bojāts.
 - Lai izvairītos no abrazijas, notīriet no apaviem smiltis/zemi.
 - Izstrādājums nav ugunsdrošs. Izvairieties no karstuma, kad temperatūra pārsniedz 120 °C/248 °F.
 - Izstrādājuma paredzētais kalpošanas laiks ir līdz 6 mēnešiem, lietojot ikdienā.
 - Katram izstrādājumam var būt tikai viens lietotājs.
- Kopšana:** Mazgāt ar rokām 30 °C temperatūrā. Nedrīkst lietot veļas pulveri. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Glabāt atstatu no tiešiem saules stariem.
- Izmantotie materiāli:** Poliuretāna gēls, 100% poliesteris.
- Likvidēšana:** Likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

(HU)

A gél talpbetét

2078* (*-különböző méretek)

Alkalmazás: Helyezze el a terméket a cipőben a láb alatt textil felével felfelé.

Övintézkedések:

- A terméket csak rendeltetési céljának megfelelően és módosítás nélkül használja.
- Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseket a kereskedőnek kell feltenni.
- A terméket csak lapos cipőben és párban használja. Zokni viselése ugyancsak ajánlott.
- Ha a termék látható módon sérült, ne folytassa a használatát.
- A dörszörlődés elkerülése végett az esetleges homokot/kavicsot távolítsa el a cipőből.
- A termék nem tűzálló. Ne tegye ki a terméket 120°C/248°F feletti hőmérsékletnek.
- Mindennapos használat esetén a termék becsült hasznos élettartama max. 6 hónap.
- Minden egyes terméket csak egyetlen felhasználónak szabad viselnie.

Kezelés: 30°C fokos vízben kézzel mosható. Mosóport ne használjon. Tárolás hűvös és száraz helyen. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Felhasznált anyagok: Poliuretán gél, 100% poliészter.

Ártalmatlanítás: Ártalmatlanítás az adott ország rendelkezéseivel összhangban.



How to use your new Reband QD Gel-Insole – 207806-01*

*different sizes

(PL)

Wkładka żelowa

2078* (*-dostępna w różnych rozmiarach)

Zakładanie: Umieść produkt pod stopą wewnątrz buta tekstylną stroną do góry.

Zalecenia:

- Stosuj produkt zgodnie z przeznaczeniem i nie wprowadzaj modyfikacji.
- Pytania dotyczące zakładania należy kierować do sprzedawcy.

- Produkt należy stosować w płaskim obuwiu równocześnie w obu butach, aby uniknąć dolegliwości bólowych lub komplikacji spowodowanych różnicą długości nóg. Zaleca się równoczesne zakładanie skarpet.
- Jeśli produkt został uszkodzony nie należy go więcej używać.
- Aby uniknąć otarć, usuń z buta piasek/kamyki.
- Produkt nie jest ognioodporny. Unikaj kontaktu z wysoką temperaturą (powyżej 120°C/248°F)
- Szacowany okres codziennego użytkowania to maksymalnie 6 miesięcy.
- Każdy z produktów przeznaczony jest do osobistego użytku.

Konserwacja: Prac ręcznie w temperaturze 30°C

Aby przywrócić przyczepność. Nie prac w proszku do prania. Przechowywać w chłodnym i zimnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Skład materiałowy: Żel poliuretanowy, 100% poliester.

Utylizacja: Usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

(HR)

A gél talpbetét 2078* (*-különböző méretek)

Alkalmazás: Helyezze el a terméket a cipőben a láb alatt textil felével felfelé.

Övintézkedések:

- A terméket csak rendeltetési céljának megfelelően és módosítás nélkül használja.
- Az alkalmazással kapcsolatos kérdéseket a kereskedőnek kell feltenni.
- A terméket csak lapos cipőben és párban használja. Zokni viselése ugyancsak ajánlott.
- Ha a termék látható módon sérült, ne folytassa a használatát.
- A dörsőlődés elkerülése végett az esetleges homokot/kavicsot távolítsa el a cipőből.
- A termék nem tűzálló. Ne tegye ki a terméket 120°C/248°F feletti hőmérsékletnek.

- Mindennapos használat esetén a termék becsült hasznos élettartama max. 6 hónap.

- Minden egyes terméket csak egyetlen felhasználónak szabad viselnie.

Kezelés: 30°C fokos vízben kézzel mosható.

Mosóport ne használjon. Tárolás hűvös és száraz helyen. Ne tegye ki közvetlen napfénynek.

Felhasznált anyagok: Poliuretán gél, 100% poliészter.

Ártalmatlanítás: Ártalmatlanítás az adott ország rendelkezéseivel összhangban.

(PT)

O Gel Insole 2078 * (* -diferentes tamanhos)

Aplicações: Posicione o produto dentro do sapato por baixo do pé com o lado de tecido voltado para cima.

Precauções:

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina e sem o modificar.
- As questões relacionadas com a aplicação devem ser dirigidas ao revendedor.
- Utilize o produto em sapatos rasos e em pares. Recomenda-se também a utilização de meias.
- Não continue a utilizar um produto visualmente danificado.
- Para evitar atritos, retire toda a areia e/ou pedras do sapato.
- O produto não é à prova de fogo. Evite calor que exceda os 120° C/248° F.
- O tempo de duração estimada do produto é de até 6 meses de utilização diária.
- Cada produto deve ser utilizado apenas por um utilizador.

Manutenção: Lavar à mão a 30°C. Não utilize detergente em pó. Guardar em local seco e fresco. Evite a luz solar direta.

Materiais utilizados: Gel de poliuretano, 100% poliéster.

Eliminação: Eliminar de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

(CS)

Gelová stélka 2078* (*různé velikosti)

Umístěte výrobek do boty pod chodidlo textilní stranou nahoru. Výrobek umístěte do boty pod patu textilní stranou vzhůru.

- Výrobek použijte pouze k jeho zamýšlenému účelu a neupravujte ho.
- Otázky týkající se aplikace výrobku adresujte prodejci.
- Doporučuje se také nosit ponožky.
- Odstraňte písek nebo kamínky z boty, aby nedošlo k odřením.
- Výrobek není nehořlavý.
- Zabraňte vystavení účinkům tepla přesahujícího 120 °C. Očekávaná životnost výrobku je do 6 měsíců každodenního užívání.
- Každý výrobek by měl nosit pouze jeden uživatel.

Údržba:

Praní v ruce při 30 °C. K obnovení lepivosti použijte vodu nebo gel na praní. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Použité materiály: Polyuretanový gel, 100% polyester. **Likvidace:** Likvidujte v souladu s národními předpisy.

(RO)

Gel Insole 2078* (*-diferite dimensiuni)

Aplicație: Poziționați produsul în interiorul pantofului, sub picior, cu fața textilă în sus.

Precauții:

- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut și fără a-l modifica.
- Întrebările legate de aplicație trebuie adresate distribuitorului.
- Utilizați produsul în pantofi fără toc și în perechi. De asemenea, este recomandat să purtați șosete.
- Nu continuați să utilizați un produs deteriorat vizual.
- Pentru a evita abraziunea, îndepărtați nisipul/pietrelle din pantof.
- Produsul nu este rezistent la flacăra. Evitați căldura care depășește 120°C/248°F.
- Durata de viață estimată a produsului este de până la 6 luni de utilizare zilnică.
- Fiecare produs trebuie purtat doar de un singur utilizator.

Întreținere: Spălare manuală la 30°C. Nu utilizați detergent pulbere. Depozitați într-un loc răcoros și uscat. Feriți de contactul direct cu razele soarelui.

Materiale utilizate: Poliuretan gel, 100% poliester.

Eliminare: Eliminați în conformitate cu reglementările naționale.

(MT)

Il-Wegġ Pronation/Supination 2078* (*- qisien differenti)

Applikazzjoni: Il-prodott jista' jintlibes taht iż-żewġ truffijiet tas-sieq bin-naħa tad-drapp.

1)Nehħi l-kisja tal-plastik.

2)Qiegħed fuq in-naħa laterali taż-żarbun biex tikkompensa għal supinazzjoni u fuq in-naħa medjali biex tikkompensa għal pronazzjoni.

Prekawzzjonijiet:

- Uża l-prodott biex għall-użu maħsub tiegħu mingħajr ma timmodifikah.
- Mistoqsijiet relatati mal-applikazzjoni għandhom jiġu indirizzati man-negozjant.
- Uża l-prodott f'żarbun catt. Huwa dejjem rakkomandat li tilbes il-kalzetti.
- Tkompilx tuża prodott li jidher li fiħ xi ħsara.
- Biex tevita abrazzjoni, nehħi kull ramel/żrar miż-żarbun.
- Dan il-prodott mhux rezistenti għan-nar. Evita sħana li taqbeż 120°C/248°F.
- Il-ħajja stīmata ta' dan il-prodott hija ta' madwar 6 xhur meta jintuża kuljum.
- Kul prodott għandu jintlibes minn utent wieħed biss.

Manutenzjoni: Hasil bl-idejn 30°C Uża ilma jew gel tal-ħasil biex terġa' tattiva t-twaħħil. Aħżen f'post frisk u xott. Żomm 'il bogħod mix-xemx diretta.

Materjali użati: Ġel tal-Poliuretan, 100% Poliester.

Rimi: Armi fi qbil mar-regolamenti nazzjonali

(BG)

Продуктът Pronation/Supination Wedge 2078* (* - различни размери)

Приложение: Продуктът може да се носи и под двата края на стъпалото с текстилната страна нагоре.]

1) Отстранете пластмасовия слой;

2) Поставете в страничната страна на обувката, за да компенсирате външно изкривяване и медиалната страна, за да компенсирате изкривяването.

Предпазни мерки:

- Използвайте продукта само по предназначение, без да го променяте.
- Въпросите, свързани с приложенията, трябва да бъдат адресирани до дилъра.
- Използвайте продукта в обувки без токчета. Също така се препоръчва да носите чорапи.
- Не продължавайте да използвате визуално повреден продукт.
- За да избегнете износване, отстранете пясъчинки / камъчета от обувката.
- Продуктът не е устойчив на огън. Избягвайте топлина, която надвишава 120°C / 248°F.
- Прогнозната дълготрайност на продукта е до 6 месеца при ежедневна употреба.
- Всеки продукт трябва да се ползва само от един потребител.

Поддръжка: Ръчно пране при 30°. Не използвайте прах за пране. Да се съхранява на хладно и сухо място. Пазете продукта от пряка слънчева светлина.

Използвани материали: Полиуретаново желе, 100% полиестер.

Изхвърляне: Изхвърлете в съответствие с националните разпоредби.

(SL)

Gel vložek za čevlje 2078* (*-različne velikosti)

Namestitev: Izdelek v čevlji vstavite pod nogo tako, da je stran z blagom obrnjena navzgor.

Previdnostni ukrepi:

- Izdelek uporabljajte le v namensko uporabo in ga ne spreminjajte.
- Vprašanja, povezana z namestitvijo, morate nasloviti na preprodajalca.
- Izdelek uporabljajte pri ploskih čevljih in v paru. Prav tako je priporočeno, da nosite nogavice.
- Ne nadaljujte z uporabo vidno poškodovanega izdelka.
- Da se izognete odrgninam, odstranite pesek/gramoz iz čevlja.
- Izdelek ni ognjevaren. Izogibajte se vročini, ki presega 120°C/248°F.
- Predvideno življenjsko obdobje izdelka je do 6 mesecev vsakodneвне uporabe.
- Vsak izdelek lahko nosi le en uporabnik.

Vzdrževanje: Ročno pranje pri 30°C. Za ponovno aktivacijo lepljivosti uporabljajte vodo ali gel za pranje. Brez pralnega praška. Hranite na hladnem in suhem mestu. Hranite stran od neposredne svetlobe.

Uporabljeni materiali: Poliuretan gel, 100% poliester.

Odstranitev: Odstranite v skladu z državnimi smernicami.

(SK)

Gélová vložka 2078 * (* rôzne veľkosti)

Použitie: Výrobok umiestnite do topánky pod chodidlom, textilnou stranou nahor.

Upozornenia:

- Používajte výrobok len na určený účel a bez úprav.
- Otázky týkajúce sa použitia by mali byť adresované predajcovi.
- Použite výrobok v plochých topánkach a v pároch. Tiež sa odporúča nosiť ponožky.
- Viditeľne poškodený výrobok ďalej nepoužívajte.
- Aby ste zabránili odieraniu, odstráňte z topánky piesok/štrk.
- Výrobok nie je odolný proti ohňu. Vyhýbajte sa teplote nad 120 °C.
- Predpokladaná životnosť výrobku je až 6 mesiacov pri každodennom používaní.
- Každý výrobok by mal nosiť iba jeden používateľ.

Ošetrovanie: Ručné pranie pri 30 °C. Nepoužívajte prášok na pranie Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Použitá materiály: Polyuretánový gél, 100 % polyester.

Likvidácia: Zlikvidujte v súlade s národnými predpismi.



How to use your new Rehband QD Gel-Insole – 207806-01*

*different sizes

(IS)

linnlegg (The Gel-Insole) 2078* (*-mismunandi stærðir)

Ásetning: Setjið vöruna inn í skóinn undir fótinn með efnishliðina upp.

Varúðarráðstafanir

- Notið aðeins vöruna eins og ætlast er til og án þess að breyta henni.
- Beina skal spurningum tengdum ásetningu til söluaðila.
- Notið vöruna í flötum skóm og tvær saman til að koma. Einnig er mælt með því að nota sokka.
- Ekki má halda áfram að nota vöru sem er sýnilega skemmd.
- Fjarlægjið allan sand/möl úr skónum, til að koma í veg fyrir núning.
- Varan er ekki eldþolin. Forðist hitastig hærra en 120°C/248°F.
- Áætlaður líftími vörunnar er allt að 6 mánuðir við

daglega notkun.

- Aðeins einn notandi má nota hverja vöru.

Viðhald: Handþvottur við 30°C. Geymið á svölum og þurrum stað. Haldið frá beinu sólarljósi.
Innihaldsefni: Pólýúretangel, 100% pólýester.
Förgun: Fargið í samræmi við staðarreglur.

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(UK)

Гелева устілка 2078* (*-різні розміри)

Застосування: Вставте виріб у взуття під стопу текстильним боком угору.

Запобіжні заходи

- Застосовуйте виріб виключно за призначенням, не модифікуючи його.
- З усіх питань стосовно застосування звертайтеся до торговельного посередника.
- Використовуйте виріб у взутті на пласкій підшві і тільки в парі. Також рекомендується носити шкарпетки.
- У разі виявлення видимих пошкоджень виробу, слід припинити його використання.
- Щоб уникнути тертя, очистіть взуття зсередини від піску чи камінців.
- Виріб не є вогнестійким. Уникайте нагріву вище 120 °C.
- Строк служби виробу при щоденному використанні становить не більше 6 місяців.
- Виріб призначений для індивідуального використання.

Догляд: Прати руками при 30 С. Не мити з пральним порошком. Зберігати в прохолодному сухому місці. Захищати від прямого сонячного світла.

Склад: Поліуретановий гель, 100% поліефір.

Утилізація: Утилізувати відповідно до національних норм.

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(BS)

Gel uložak 2078* (*-različite veličine)

Primjena: Postavite proizvod s tekstilnom stranom nagore ispod stopala unutar cipele.

Mjere opreza:

- Koristite proizvod isključivo za njegovu predviđenu svrhu i bez izmjena.
- Pitanja koja se odnose na primjenu trebaju se uputiti trgovcu.

- Proizvod koristite u ravnim cipelama i u paru. Također se preporučuje nositi čarape.
- Nemojte nastaviti s korišćenjem vidno oštećenog proizvoda.
- Da biste izbjegli habanje, odstranite bilo kakav pijesak/šljunak iz cipele.
- Proizvod nije otporan na vatru. Izbjegavajte temperaturu veću od 120 °C / 248 °F.
- Procijenjeni rok trajanja proizvoda je do 6 mjeseci uz svakodnevno korištenje.
- Svaki proizvod treba da nosi samo jedan korisnik.

Održavanje: Ručno pranje na 30 °C. Bez praška za pranje veša. Čuvajte na suhom i hladnom mjestu. Držati podalje od direktne izloženosti sunčevoj svjetlosti.

Korišteni materijali: Poliuretanski gel, 100% poliester.

Odlaganje: Odlagati u skladu s nacionalnim propisima.

(ID)

The Gel-Insole 2078* (*-ukuran yang berbeda)

Penggunaan: Posisikan produk dalam sepatu di bawah telapak kaki dengan bagian tekstil menghadap ke atas.

Pencegahan:

- Gunakan produk hanya untuk tujuan yang dimaksudkan dan tanpa mengubahnya.
- Pertanyaan terkait pemasangan harus ditujukan kepada penjual.
- Gunakan produk pada sepatu datar dan berpasangan. Disarankan juga untuk mengenakan kaus kaki.
- Jangan lanjutkan menggunakan produk yang terlihat rusak.
- Untuk menghindari abrasi, buang pasir/kerikil dari sepatu.
- Produk tidak tahan api. Hindari panas yang melebihi 120°C/248°F.
- Perkiraan masa pakai produk adalah hingga 6 bulan dengan pemakaian sehari-hari.
- Setiap produk harus digunakan oleh hanya satu pengguna.

Perawatan: 30°C cuci tangan. Jangan gunakan deterjen. Simpan di tempat dingin dan kering. Hindarkan dari sinar matahari langsung.
Bahan yang digunakan: Gel poliuretana, 100% poliester.
Pembuangan: Buang sesuai dengan peraturan nasional.

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(TR)

The Gel-Insole (Jel İç taban) 2078* (*-farklı boyutlar)

Kullanım: Ürünü, ayakkabı içerisine tekstil yüzeyi yukarı bakacak şekilde ayakaltına yerleştirin.

Tedbirler:

- Ürünü yalnızca amacına uygun olarak ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanın.
- Kullanıma ilişkin sorularınız varsa ürünün alındığı yere danışın.
- İçin ürünü düz ayakkabılarla çift şekilde giyerek kullanın. Ayrıca çorap giyilmesi tavsiye edilir.
- Görsel hasarlara sahip ürünü kullanmaya devam etmeyin.
- Aşınmadan kaçınmak için ayakkabı içerisinde kalmış olabilecek her türlü kumu/çakılı temizleyin.
- Ürün aleve dayanıklı değildir. 120°C/248°F'yi aşan sıcaklıklardan kaçının.
- Ürünün tahmini kullanımı, her gün giyildiğinde altı aya kadardır.
- Her ürün tek bir kullanıcı tarafından giyilmelidir.

Bakım: 30°C'de elle yıkama. Çamaşır tozu kullanmayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Kullanılan malzemeler: Poliüretan jel, % 100 polyester.

Bertaraf: Ulusal mevzuatlar uyarınca bertaraf edin.

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(TH)

พินใน รองเท้า านแบบเจล 2078* (*-ต างกันไปตามส ี ขนาด ร ู น)

การใช้ งาน:

วางผลิตภัณฑ์ ไว้ ภายในรองเท้า ้าได้ ฝ าท ้า โดยให้ ต ้านที่เป็ นผ ้าหันขึ้น

ข้ ้อควรระวัง

- ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ ที่ก ำ หนดไว้ เท ้า นั้นและโดยไม ด้ดแปลงแ ก้ ไข
- หากมีค ำถามเกี่ยวกับการใช้ งาน ดปรดติดต ด้ตัวแทนจ ำาหน ำยของท ำ น
- ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในรองเท้า านแบบแบนราบและเป ้า นคู่
- ขอแนะน ำาให้ ใช้ พร ้อมกับสวมถุงเท ้า
- โปรดอย ำใช้ งานต ้อ
- ถ้า พบผลิตภัณฑ์ ข ำารุดโดยมอง เห็นด้ วยสายตาได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดส ี ให้ ขีดค ำาเศษทราย/ก ้อนกรวด ออกจากรองเท้า ้าก ้อน
- ผลิตภัณฑ์ นี้ไม ำสามารถกันไฟด้
- ข้ ้อวอภัยการใช้ งานโดยประมาณของผลิตภัณฑ์ ้อย ที่ ไม ำเกิน 6
- เดือนส ำาหรับการใช้ งานทุกวัน
- ให้ สวมใส่ ผลิตภัณฑ์ หนึ่งชุด ่อหนึ่งคนเท ้า นัน

การบ ำารุงรักษา: ชักค ด้ วยมือที่ 30°C

ใช้ น ้ำาหรือเจลซัก

ล ำา้งเพื่อขจัดคราบที่เกาะแน ้น

ห ้ำามใช้ ผงซักฟอก จ ด้

เก็บไว้ ในที่เย็นและแ ท้ ง

เก็บรักษาไม ำให้ โดนแสงแดด ส องถึง

วัสดุที่ใช้ : เจลโพลียูรีเทน, โพลีเอสเตอร์ 100%

การก ำาจัดขยะ:

ทิ้งขยะโดยปฏิบัติตามข้ ้อก ำาหนดแ ท้ งชาติ

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(KO)

겔 안창 2078* (* 다양한 사이즈)

용도: 제품을 신발 내 발 아래에 섬유 재질이 위를 향하도록 위치시키십시오.

주의사항

- 본 제품은 수정을 가하지 않은 채로 본래의용도 에 한해 사용해 주십시오.
- 용도 관련 질문은 딜러에게 문의해 주십시오.
- 제품을 플랫폼 슈즈에 쌓으로 사용해주십시오. 양 말을 신을 것을 권장합니다.
- 육안으로 식별되는 손상이 있는 제품은사용하 지 마십시오.
- 마모를 피하기 위해 신발 속 모든 모래/자갈을 제거해 주십시오.
- 본 제품은 내화성이 아닙니다. 120°C/248°F를 초과하는 열을 피해 주십시오.
- 본 제품의 예상 수명인 매일 사용할 경우, 최대6 개월입니다.
- 각 제품은 한 사람의 사용자만 사용해야합니다. 유지 관리: 30°C 손 세탁. 물 또는 세탁 겔로서늘 하고 건조한 곳에 보관하십시오. 태양직사광선을 피하십시오.
- 소재: 폴리우레탄 겔, 100% 폴리에스테르.폐기: 국가 규정에 준하여 폐기하십시오.

(JA)

中敷きジェル 2078* (*-各種の色、サイズ、形状)
用途: 繊維側を上にして、本製品を足の下に入れます。

注意事項

- 本製品は、改造しないで、本来の目的でのみ使用してください。
- 用途に関する質問は、取扱店にお問い合わせください。
- 平は靴および2組で使用してください。靴下の着用もお勧めします。
- 目視で損傷している製品はそのまま使用しないでください。
- 摩擦を避けるため、砂/砂利を靴から取り除いてください。
- 本製品は耐火性です。120°C/248°Fを超える熱を避けてください。
- 本製品の想定寿命は、毎日使用した場合、最長6カ月です。
- 本製品は、1人専用で使用してください。手入れ方法: 30°C で手洗い 水または洗浄ジェルを付けると、粘着性を再生されます。粉末洗剤は使用しないでください。乾燥した涼しい場所で保管してください。直射日光は避けてください。使用材料: ポリエステルジェル、ポリエステル 100%
- 処分方法: 各国の規制にしたがって処分してください

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

REH BAND QD GEL INSOLE
207806-01

(ZH)

凝胶鞋垫 2078* (*-尺码)

应用：将产品放在鞋内脚跟下方，织物面料的一面朝上。

注意事项

- 必须将产品用于预期用途，不得改动。
- 与应用相关的问题应由经销商解决。
- 在平底鞋中成双使用产品。建议穿袜子。
- 请勿继续使用损坏可见的产品。
- 为避免磨脚，请清除鞋中的砂砾。
- 产品不防火。请避免超过 120°C/248°F 的温度。
- 产品预计寿命为每日使用条件下最多 6 个月。
- 每个产品仅供一个用户使用。
- 维护：30°C 手洗。用水或洗涤液恢复粘性。存放在干净凉爽的地方。避免阳光直射。
- 使用的材料：聚亚安酯凝胶，100% 聚酯。
- 处置：按照国家法规处置。